

Käyttöohje / Bruksanvisning / Instructions

PAISEEC



Paiseec W3 sähköpyörätuoli

Paiseec W3 electric wheel chair

Paiseec W3 elrullstol

Product ID: 103836220

Maahantuoja:

SUOMITRADING.fi

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

+358 (0)10 430 3490



FI



Kiitos, että valitsit Paiseec-sähköpyörätuolin.

Paiseec-sähköpyörätuoli on suunniteltu liikkumisen apuvälineeksi iän tai vamman vuoksi liikuntaesteisille. Laitteen tarkoitus on helpottaa liikkumista ja arkea.

Tavoitteenamme on varmistaa turvallinen ja mukava käyttökokemus. Luethan käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Mikäli vamma tai muu terveydellinen syy voi vaikuttaa kykyysi hallita laitetta, keskustele ennen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.

Säilytä käyttöohje mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Kehitämme tuotteidemme laatua, ominaisuuksia ja muotoilua jatkuvasti, minkä vuoksi jotkin kuvat tai tekstiviittaukset voivat poiketa hieman laitteestasi. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ja pahoittelemme mikäli niistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Eroavaisuuksien osalta laitteesi todelliset ominaisuudet vallitsevat.

Huom!

Ennen pyörätuolin käyttöönottoa pyydämme varmistamaan, että olet lukenut käyttöohjeen varmistuaksesi laitteen ominaisuuksista sekä asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.


1. Tuotetiedot

Pakkauksen sisältö


- Sähköpyörätuoli
- Akku
- Laturi
- Kori
- Käyttöohje
- Selkänojaan kiinnitettävä laukku

Laitteen osat

Pyörätuoli




1. Selkänoja
2. Käsinoja
3. Ohjain
4. Latausportti
5. Istuintyyny
6. Jalkatuki
7. Eturengas
8. Työntökahvan tunnistin
9. Työntökahvan lukitus



10. Takarengas
11. Työntökahvan ilmaisin
12. Työntökahva
13. Ripustuskoukku
14. Akku
15. Sähkömagneettisen jarrun kytkin
16. Taittopoljin
17. Kaatumisenestopyörä

Ohjain

1. Virtapainike
 - a. Paina 2 sekuntia käynnistääksesi
 - b. Paina lyhyesti sammuttaaksesi
2. Nopeuden säädin
3. Äänitorvi
4. Työntötilan painike
5. Ajotilan merkkivalo
6. Työntötilan merkkivalo
7. Akun lataustason ilmaisin
8. Nopeuden ilmaisin
9. Joystick-ohjain
10. Valorengas



Akku


1. Akun kahva (lukitusmekanismi)
2. Latausportti



2. Toiminnot


Sähköpyörätuolin avaaminen

1. Aseta pyörätuoli oikeinpäin (renkaat alustaa vasten) ja irrota kiinnityshihnat.
2. Vedä rauhallisesti ylöspäin työntökahvasta ja selkänojasta avataksesi tuolin.
3. Tuoli kokonaan avattuna.



Sähköpyörätuolin taittaminen kasaan


1. Paina jalalla taittopoljinta ja pidä poljin painettuna alas
2. Vedä rauhallisesti työntökahvasta tai istuimen takaosasta ja taita se sitten eteenpäin.
3. Vapauta taittopoljin, tuoli on nyt taitettu kasaan. Kiinnitä kasaan taitettu tuoli kiinnityshihnoilla.



Akun irrottaminen ja kiinnittäminen


Akun kiinnittäminen

1. Nosta akkua kahvasta ja aseta se akkukoteloon.
2. Taita kahva ala-asentoon, jotta akku kiinnittyy paikoilleen.
3. Kun akku on paikoillaan, varmista että se on lukittunut koteloon eikä pääse liikkumaan



Akun irrottaminen

1. Taita akun kahvaa taaksepäin vapauttaaksesi akun lukituksen.
2. Vedä akkua kahvasta itseäsi kohti irrottaaksesi se.



3. Käyttö

Tarkista ennen käynnistämistä seuraavat asiat:

1. Yleiskatsaus

Varmista, että kaikki pyörätuolin taitto-osat on oikein kiinnitetty ja lukittuneet paikoilleen, niin että mitään osia ei puutu ja että osat eivät ole vaurioituneita tai huonosti kiinnitettyjä.

2. Sähkömagneettinen jarru

Varmista, että saat sähkömagneettisen jarrun kahva kytkettyä manuaalitilaan alaspäin painamalla.

Varmista, että saat sähkömagneettisen jarrun kahvan kytkettyä käyttötilaan ylöspäin vetämällä.

3. Renkaat

Tarkista, että renkaissa on riittävästi ilmaa, suositeltu rengaspaine on 2,8-3,1 baaria.

Tarkista kaikkien renkaiden pintojen kunto, renkaiden pintakuvion urasyvyyden tulee olla vähintään 0,5 mm. Tarkista, että renkasiin ei ole jäänyt kiinni mitään niihin kuulumattomia esineitä tai asioita.

Varmista, että renkaan pinta tai muoto ei ole vahingoittunut.

Varmista sekä manuaalisessa että sähköavusteisessa tilassa, että renkaissa ei ole havaittavissa selkeää tärinää.

Mikäli renkaissa havaitaan missään yllä mainituissa kohdissa poikkeamia, ei pyörätuolia tule käyttää ennen tarvittavien huoltotoimenpiteiden suorittamista.


Tarkista ennen liikkeelle lähtöä seuraavat asiat:

1. Kun käynnistät laitteen, tarkista akun lataustason lisäksi, että ohjaimen näytön merkit ja valot toimivat normaalisti.
2. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa.
 - a. Akun kuvakkeen viisi palkkia kuvaavat akun lataustaso; mitä enemmän palkkeja, sitä enemmän virtaa on ladattuna.
 - b. Jos akkusymbolin alin, punainen palkki on aktivoitunut, on akun lataustaso alhainen. Lataa akku kunnolla välttääksesi virran loppumisen kesken käytön.
3. Varmista, että äänitorvi toimii ja että äänitorven ääni on normaalilla tasolla.
4. Varmista, ettei joystick-ohjain tai painikkeet tunnu löysiltä tai heiluvilta, ja että ne toimivat asianmukaisesti.
5. Varmista, että renkaista ei kuulu epätavallisia ääniä.
6. Varmista, että elektromagneettinen jarru on vapautettu.
7. Tarkista, että elektromagneettisen jarrun kahva on säädetty pois päältä -asentoon.

Jos havaitset poikkeamia yllä olevissa osissa, älä käytä laitetta ja ole yhteydessä huoltoon.


Istuin

1. Nosta jalkatuki yläasentoon.
2. Asettaudu tuoliin rauhallisesti ja riittävää varovaisuutta noudattaen.
3. Laske jalkatuki käyttöasentoon ja aseta jalat siihen.




Kiinnitä turvavyö

1. Säädä turvavyön pituus sopivaksi.
2. Työnnä turvavyön kieliosa solkeen.
3. Varmista, että turvavyö on lukittunut (klik-ääni kuuluu).



Turvavyön avaaminen

1. Paina turvavyön vapautuspainikkeita vapauttaaksesi turvavyön lukituksen.
2. Irrota turvavyö.



Virran kytkeminen päälle

Paina käynnistuspainiketta kahden (2) sekunnin ajan virran kytkemiseksi.

Valo syttyy näyttöön ja sitä ympäröivään valorenkaaseen.



Käytön aloittaminen

Kokemattomille käyttäjille suosittelemme aluksi nopeusasetusta 01 tai 02. Kun ohjaamisesta kertyy enemmän kokemusta, voit vaihtaa suuremmille nopeusasetuksille.

Normaali käyttö

Pyörätuolin nopeusasetus on aina käynnistäessä oletuksena 01. Turvallisuuden vuoksi suosittelemme aloittamaan ajon aina pienimmällä nopeusasetuksella.


Ajaminen

1. Työnnä joystick-ohjaimesta eteenpäin ja pyörätuoli lähtee liikkumaan eteenpäin.




Peruuttaminen

1. Vedä joystick-ohjainta taaksepäin peruuttaaksesi.
2. Peruutuksen maksimivauhdiksi on asetettu 2 km/h,



Jarruttaminen

1. Normaali jarrutus: Päästä joystick-ohjain vapaaksi ja jarrut aktivoituvat.
2. Hätäjarrutus: Paina käynnistuspainiketta aktivoitaksesi hätäjarrutuksen.




Hätäjarrutus



Virtapainikkeen painaminen ajon aikana aktivoi hätäjarrutuksen.

Kääntyminen


1. Käännä pyörätuolia siirtämällä joystick-ohjainta haluttuun suuntaan.
2. Hidasta vauhtia ja käänny asteittain. Suosittelemme, että kääntymistä harjoitellaan useita kertoja hallitusti ennen aktiivisen käytön aloittamista.
3. Tuoli hyödyntää edistynyttä teknologiaa ennakoivien käännöksiä ja älytoiminto hidastaa vauhtia automaattisesti käännöksen aikana, jolloin kaatumisriski pienenee.



Käännös vasemmalle



Käännös oikealle



Työntötila

Työntötila hyödyntää kehittynyttä PIMS-teknologiaa, jossa sähköavustinta voi hyödyntää myös avustajan työntäessä pyörätuolia. Työntöavustinta varten on kaksi asetusta: ”Kävelyavustin” ja ”Työntöavustin”, joiden toiminta on suunniteltu vastaamaan kutakin käyttötarvetta. Kävelyavustimessa on kaksi erillistä toimintotilaa; kävelytila ja kuntoutustila. Lue eri asetusten käyttöohjeet huolellisesti ennen työntöavustimen käytön aloitusta.

Kävelyavustimen toiminnot

Kävelytila: asetus ”10”

Tällä asetuksella pyörätuolia voidaan käyttää rollaattorin tavoin tukena kävelymatkoilla ja arkisissa askareissa. Tartu kahvoihin ja aloita työntäminen, päästä irti kahvoista pysäyttäaksesi.

Kävelyavustin-tilassa sähköinen hidastin vapautuu, kun työntökahvoihin tartutaan. Pyörätuoli rajoittaa nopeutta työnnettäessä turvallisuuden varmistamiseksi. Tasaisella alustalla järjestelmä ei aktivoidu avustamaan eteenpäin kulkiessa. Ylöspäin viettävällä alustalla järjestelmä aktivoi kevyen työntöavustuksen päälle ja alaspäin viettävällä alusta taas avustin antaa kevyen vastuksen.

Huomioi, että kävelyavustintila on suunniteltu käytettäväksi, kun pyörätuoli on tyhjä. Asetus ei toimi oikein, mikäli tuolissa on matkustaja.

Kuntoutustila: asetus ”11”

Kuntoutusasetuksella pyörätuolin rollaattoritoiminto avustaa ja tukee liikkumista. Kuntoutustoiminto sopii ihanteellisesti, kun käyttäjällä on merkittäviä liikuntarajoitteita. Toimintoa suositellaan käytettäväksi vain tasaisella alustalla. Avuste kytkeytyy päälle, kun oikea asetus on valittu ja pyörätuolin työntökahvoista tartutaan. Pysäytys tapahtuu päästämällä irti työntökahvoista.

Kuntoutusasetuksessa pyörätuoli tukee liikkumista varmistamalla tasaisen ja hillityn liikkeen. Tuolin nopeusrajoitin pitää kulkunopeuden erittäin hitaana, myös käännoksissä ja peruuttaessa hidastin toimii tehostetusti. Suosittelemme käyttämään tätä toimintoa pääasiallisesti eteenpäin liikkumiseen.


1. Paina ”Työntöavustin”-painiketta kävelyavustimen aktivoimiseksi. Kun haluttu asetus on valittu, sitä vastaava kuvake syttyy ja vaihdeasetuksena näkyy ’10’ samalla, kun ohjaimen valorenkaan väri muuttuu siniseksi. Vaihtaaksesi kuntoutustilaan, paina ’+’-painiketta, jolloin vaihdeasetus vaihtuu numeroksi 11.
2. Tartu kevyesti työntökahvojen tunnistimeen lukituksen avaamiseksi. Kun lukitus on auennut, työntökahvan merkkivalo muuttuu siniseksi kävelyavustintilan aktivoituessa.
3. Työnnettäessä jarru aktivoituu, kun ote työntökahvasta irrotetaan. Lepotilassa työntökahvan valo muuttuu oranssiksi.




Sähköavusteinen työntäminen

Sähköavusteinen työntötila keventää taakkaa avustajan työntäessä pyörätuolia. Avustettu työntötilaa lisää turvallisuutta ja tekee työntämisestä miellyttävää. Lue avustetun työntämisen ohjeet huolellisesti ennen toiminnon käyttämistä.


1. Aktivoidaksesi sähköavusteisen työntötilan paina ensin "Työntöavustetila"-painiketta kaksi (2) kertaa. Kun haluttu asetus on valittu, sen kuvakkeen valo palaa, toiminta-asetuksena näkyy "20" ja ohjaimen valorenkaan väri on sininen.



2. Avaa pyörätuolin työntökahvat vetämällä lukitusmekanismia alaspäin ja käännä kahvaa kuvan osoittamaan suuntaan, kunnes kuulet selkeän naksahduksen, joka vahvistaa kahvan lukkiutuneen oikeaan asentoon.



3. Purista kevyesti työntökahvan tunnistinta avataksesi tuolin lukituksen. Kun lukitus on avattu, kahvan päissä olevat merkkivalot muuttuvat siniseksi. Aloita työntäminen aktivoidaksesi työntöasetuksen.
4. Automaattinen jarrutus aktivoituu, kun ote kahvan tunnistimista irrotetaan. Jarrutustilassa kahvan päissä olevat merkkivalot muuttuvat oranssiksi.



Varoitus


Varmista, että ote kahvoista on ohjekirjan mukainen optimoidaksesi niin turvallisuusominaisuudet ja laitteen suorituskyvyn. Virheellinen ote voi aiheuttaa turvallisuusriskin ja vaikuttaa laitteen toiminnallisuuteen.

Tavarakuljetus


Työntökahva



Käsinojan tavarakoukku



Istuimen aluskori




⚠ Varoitus

- Säilytä tavaroita vain niille tarkoitetuissa paikoissa varmistaaksesi, että pyörätuolin ominaisuudet toimivat oikein.
- Vältä raskaiden tavaroiden ripustamista tunnistimien lähelle.
- Varmista, että laukun hihnat eivät pääse koskettamaan takapyöriä. Tämä voi vaikuttaa turvallisuuteen ja laitteen toiminnallisuuteen lisäten onnettomuusriskiä.
- Työntökahvaan ripustettavan taakan enimmäispaino on 5 kg.
- Käsinojan tavarakoukkuun ripustettavan taakan enimmäispaino on 4 kg.

Elektromagneettisen jarrun vapauttaminen

Laitteen elektromagneettinen jarru voidaan tarvittaessa vapauttaa manuaalisesti, jos olosuhteet tai laitteen rikkoutuminen estävät normaalin käytön.

Vapauta laitteen takaosassa sijaitseva jarru työntämällä takana alhaalla sijaitsevat jarrukahvat alas, jolloin elektromagneettinen jarru kytkeytyy pois päältä.



⚠ Varoitus

Vapauta elektromagneettinen jarru vain pakottavassa tilanteessa. Tarpeettomasti vapautettu jarru voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ajo-olosuhderajoitukset

1. Vältä ylittämästä kynnyksiä, joiden korkeus on yli 4 cm



2. Vältä ajamasta rinteisiin, joiden kaltevuus on yli 8 °.



3. Älä aja sivuttaissuunnassa kaltevuudelta 5 ° tai enemmän olevassa rinteessä.



4. Älä yritä ylittää yli 10 cm leveydeltään olevia aukkoja.



5. Älä aja pehmeillä tai kitkattomilla alustoilla, kuten hiekalla, suolla, lumella tai jäällä.



Varoitukset

Tutustu alla oleviin varoituksiin sekä paikallisiin turvallisuusmääräyksiin ja säädöksiin. Toimi ohjeiden ja lakien mukaisesti oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi.

Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata ohjeita ennen kuin alat käyttämään laitetta.

1. Aseta ensimmäisellä käyttökerralla nopeus alhaisimmalle tasolle ja harjoittele tasaisella ja avoimella alueella, jotta totut ohjaimiin ja laitteen käyttöön.
2. Varmista, että istut tukevasti istuimella ennen laitteen käyttämistä. Tarkkaile jatkuvasti ympäristöäsi ja tien olosuhteita ajon aikana. Aja varovasti ja alhaisella nopeudella erityisesti ruuhkaisilla alueilla, ahtaissa tiloissa, sekä seinien, esteiden, epätasaisten pintojen tai rinteiden läheisyydessä.
3. Lähesty reunakiveyksiä, portaita, rinteitä ja muita esteitä suoraan edestä ja etene hitaasti turvallisuuden varmistamiseksi.
4. Pidä jalat aina jalkatuella istuessasi.
5. Älä koske renkaisiin laitteen ollessa käytössä. Varmista myös, että muut eivät voi koskea pyöriin ajon aikana loukkaantumisriskin vuoksi.
6. Vältä sähkömagneettisen jarrun vapauttamista käsin, hallitsemattomien liikkeiden ja mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
7. Nouse laitteeseen ja poistu siitä aina tasaisella ja vakaalla alustalla.
8. Noudata erityistä varovaisuutta ajettaessa rinteissä.
 - Aseta ajonopeus alhaiselle tasolle.
 - Jos pysähdyt rinteessä, vapauta ohjausvipu riittävän ajoissa, jotta pysähtymismatka on riittävä.
 - Alamäessä liikuttaessa laite vähentää automaattisesti nopeutta rinteiden jyrkkyyden mukaan turvallisuuden varmistamiseksi.
9. Älä anna kenenkään laitteen toimintoihin perehtymättömän käyttää pyörätuolia.
10. Alaikäisten tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
11. Märissä tai liukkaissa olosuhteissa jarrutusmatka voi pidentyä. Hidasta nopeutta tai vältä laitteen käyttöä tällaisissa olosuhteissa.
12. Käytä laitetta vain kevyen liikenteen väylillä.
13. Älä käytä laitetta alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.
14. Laite on suunniteltu enintään 120 kg painaville käyttäjille. Se on tarkoitettu yhden henkilön käyttöön; älä kuljeta matkustajia tai anna useamman henkilön käyttää laitetta samanaikaisesti.
15. Käytä vain käyttöohjeessa määritellyjä lisävarusteita, irrotettavia osia ja materiaaleja.
16. Älä liitä laitetta mihinkään laitteisiin, joita ei ole mainittu käyttöohjeessa.
17. Älä tee laitteeseen luvattomia muutoksia.

Näyttösymbolit




Symboli	Nimitys	Kuvaus
	Ajotilanmerkkivalo	Valkoinen: Normaali käyttö Punainen: Käyttö estetty Huomioi: Punaisen valon palaessa laitetta ei voida käyttää ajotilassa turvallisuuden takaamiseksi.
	Työntötilan merkkivalo	Valkoinen: Työntötila on aktiivinen. Valo ei pala: Työntötila ei aktivoitu.
	Vaihdeilmaisin	Ajotila: 01 / 02 / 03 / 04 -numerot osoittavat kulloinkin käytössä olevaa ajonopeustilaa Työntötila: 10: Kävelyavustin 11: Kuntoutustila 20: Työntötila (avustaja)
	Akun/latauksen merkkivalo	Akun tila: Sen hetkinen akun varaustaso Latauksen tila: Ilmaisee latauksen tason, kun lataus käynnissä.
	Toimintotilan merkkivalo	Valkoinen: Laite on ajotilassa Sininen: Laite on työntötilassa Oranssi: Laitteen toiminta häiriintynyt

Ääniopastimen äänenvoimakkuus


Ääniopastimen äänenvoimakkuuden oletustaso on korkein mahdollinen. Jos haluat vaimentaa ääntä tai kytkeä ääniopastimen kokonaan pois, toimi alla olevan ohjeen mukaisesti. Vaihtoehdot äänenvoimakkuudelle on 100 %, 50 % ja äänetön.

1. Virtapainike: paina virtapainike pohjaan 2 sekunnin ajaksi, näytön ja reunuksen valot syttyvät. Paina yhtä aikaa pohjaan äänimerkkipainike ja -merkin painike. Pidä painikkeet painettuna, kunnes kuulet ääniopasteen: Volume adjusted to 50 %. Please drive with caution.
2. Äänenvoimakkuus on näin säädetty 50 prosenttiin. Asettaaksesi laitteen äänettömään tilaan, toista edellä mainitut vaiheet. Takaisin 100 prosenttiseen äänen voimakkuuteen pääset toistamalla samat toimenpiteet äänettömässä tilassa.

Äänimerkinantolaitteen äänenvoimakkuus ei muutu, vaikka ääniopastimen ääntä muutetaan, jotta voidaan varmistua äänitorven turvallisesta toiminnasta.




4. Akku ja lataus



Pyörätuolin lataaminen:

1. Varmista ennen lataamisen aloittamista, että laitteen virta on katkaistu. Käytä lataamiseen ainoastaan sille tarkoitettua Paiseec Mobility Chair -laturia.
2. Kytke laturi: liitä laturin pistoke 110–220 V vaihtovirtapistorasiaan ja kytke laturin toinen pää tuolin käsinojan sisäpuolella olevaan latausporttiin.
3. Latauksen aloitus: latauksen aikana laturin merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti oranssina. Varmista, että myös tuolin näytössä oleva latauksen merkkivalo palaa, mikä osoittaa latauksen olevan käynnissä.
4. Latausaika: lataus kestää yleensä 6–10 tuntia akun ominaisuuksista riippuen.
5. Latauksen päätyminen: laturi katkaisee latauksen automaattisesti akun täytyttyä. Vihreä merkkivalo jää palamaan, mikä osoittaa latauksen päättyneen.
6. Laturin irrottaminen: ennen laturin irrottamista irrota ensin laturin pistoke tuolin latausportista ja vasta sen jälkeen irrota laturi pistorasiasta.

Akun lataaminen



1. Varmista ennen lataamisen aloittamista, että laitteen virta on katkaistu. Vedä akun kahvasta irrottaaksesi akun.
2. Liitä laturi: Aseta laturin pistoke 110–220 V vaihtovirtapistorasiaan ja kytke laturin toinen pää akun latausporttiin. Käytä lataamiseen ainoastaan sille tarkoitettua Paiseec Mobility Chair -laturia.
3. Latauksen aloitus: latauksen aikana laturin merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti oranssina.
4. Latausaika: lataus kestää yleensä 6–10 tuntia akun ominaisuuksista riippuen.
5. Latauksen päättyminen: laturi katkaisee latauksen automaattisesti akun täytyttyä. Vihreä merkkivalo jää palamaan, mikä osoittaa latauksen päättyneen.
6. Irrota ensin latausliitin akusta ja sitten latauslaite pistorasiasta.
7. Aseta akku takaisin akkukoteloon ja taita nostokahva alas. Varmista, että akku lukittuu kunnolla paikoilleen.

Akun ylläpito ja latausturvallisuus

Lue huolellisesti tämän käyttöohjeen akut ja laturit -osioon liittyvät ohjeet ja noudata annettuja ohjeita.

- 1) **Käytä ainoastaan Paiseec Mobility Chair -laitteelle tarkoitettua laturia.**
- 2) **Älä pura Paiseec Mobility Chair -laitteen akkua tai laturia.**
 - Akun tai laturin purkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
 - Akun tai laturin purkaminen mitätöi takuun.
- 3) **Latausympäristöä koskevat vaatimukset.**
 - Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on 0–40 °C. Tämän lämpötila-alueen ulkopuolella lataaminen voi estää latauksen tai vahingoittaa laitetta tai akkua.
 - Vältä korkeita lämpötiloja. Lataaminen korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa akun ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.
 - Vältä alhaisia lämpötiloja. Lataaminen alle 0 °C lämpötilassa voi aiheuttaa akun ylilatautumisen ja vaurioitumisen.
 - Vältä kosteassa tilassa lataamista oikosulkuriskin vuoksi.

- Varmista, että lataustilassa on hyvä ilmanvaihto ja tilavuudeltaan vähintään kaksi kertaa ladattavan laitteen kokoinen. Lataustilassa ei saa olla helposti syttyviä kaasuja tai aineita.
- Lataaminen ympäristössä, jossa on syttyviä kaasuja tai heikko ilmanvaihto, voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai muita turvallisuusriskejä.

4) Latausvaatimukset.

- Käytä lataamiseen 110–220 V / 50 Hz pistorasiaa.
- Vältä liian korkeaa tai liian matalaa jännitettä, sillä se voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.
- Irrota laturi laitteesta latauksen päätyttyä.
- Laturin jättäminen kiinni laitteeseen pitkäksi aikaa voi heikentää akun laatua.
- Lataus kestää yleensä 6–10 tuntia akun ominaisuuksista riippuen. Ylilataus voi vahingoittaa akkua ja lyhentää sen käyttöikää. Laturi katkaisee latauksen automaattisesti akun täytyttyä. Ylilatauksesta aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi käytä aina alkuperäistä laturia.
- Älä koske akkuun tai laturiin latauksen aikana tai heti sen jälkeen.
- Latauksen aikana akun ja laturin lämpötila nousee. Vältä koskettamista palovammariskin vuoksi.
- Vältä latausportin kastumista, tarpeetonta koskemista ja sijoittamista metalliesineiden tai muiden vieraiden esineiden läheisyyteen mahdollisen oikosulun, henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen ehkäisemiseksi.
- Älä käytä jatkojohtoa laturin kanssa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon riskin välttämiseksi.
- Älä vedä virtajohtoa voimakkaasti sähköiskun, oikosulun tai tulipalon riskin välttämiseksi.
- Älä lataa akkua märillä käsillä sähköiskun vaaran välttämiseksi.
- Älä lataa akkua, kun laitteen jarru on vapautettu välttääksesi laitteen liikkumisesta mahdollisesti aiheutuvat onnettomuudet.

5) Laitteen ja laturin säilytysohjeet

- Pidä laite ja akku poissa avotulen läheltä räjähdys- tai muiden onnettomuusriskien välttämiseksi.
- Älä upota laitetta tai akkua veteen oikosulun välttämiseksi.
- Pidä akku ja laturi kuivina oikosulkujen ja muiden vikojen estämiseksi myöhempien latausten aikana.
- Vältä akun tai laturin voimakkaita iskuja (esimerkiksi törmäyksiä, putoamista tai muuta mekaanista rasitusta), jotta sisäisten osien vaurioituminen ja mahdolliset onnettomuudet latauksen tai käytön aikana vältetään.
- Jos akun ulkopinta vaurioituu tai akku toimii epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Sulje latausportin suojakansi aina, kun portti ei ole käytössä, jotta vesi tai muut epäpuhtaudet eivät pääse laitteen sisälle.
- Tarkista laturi ja akku säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset ongelmia, vaihda laturi tai akku välittömästi.

6) Säilytys ja pidemmät käyttötauot

- Jos akkua ei käytetä yli 30 päivään, lataa se noin neljään palkkiin ja säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein sen käyttöänsä pidentämiseksi.
- Huom: Jos akkua ei ladata ajoissa, se voi vaurioitua pysyvästi ylisvähäpurkauksen vuoksi. Ylisvähäpurkauksesta johtuvat akkua koskevat viat eivät kuulu takuun piiriin.

5. Huolto ja ylläpito

Pitääksesi yllä laitteen suorituskykyä, vikoja välttääksesi ja varmistaaksesi turvallisuuden, kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin.

1. Lue turvallista käyttöä koskevat ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön. Ohjainyksikkö on tärkeä osa Paiseec Mobility Chair -laitetta. Älä yritä avata, korjata tai muokata ohjainyksikköä itse. Pyyhi ohjainyksikön pinta säännöllisesti kuivalla ja pehmeällä liinalla lian poistamiseksi. Ohjainyksikön käyttö erittäin korkeissa lämpötiloissa, ylikuormituksessa tai kosteissa olosuhteissa on ehdottomasti kielletty.
2. Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa moottorin sisäistä rakennetta, sillä se voi vaurioittaa moottoria ja mitätöidä takuun. Vältä moottorin pitkäaikaista ylikuormitusta tai jumittumista. Puhdista moottorin pinta säännöllisesti, erityisesti moottorin johtojen ympäriltä. Vältä laitteen upottamista veteen. Yli 4 cm syvän vesialueen ylittäminen voi johtaa veden pääsemiseen moottoriin ja aiheuttaa pysyvän vaurion.
3. Älä käytä bensiiniä tai muita kemikaaleja laitteen rungon tai muiden osien puhdistamiseen. Käytä sen sijaan pehmeää, kostealla liinalla kostutettua ja kuivaksi puristettua liinaa.
4. Tarkista säännöllisesti, tarvitseeko akku latausta ja varmista jarrujen toiminta aina ennen käyttöä. Tarkista säännöllisesti ohjauslaitteen kiinnitysruuviin kireys ja varmista, että ohjain on keskiasennossa. Vältä sähköosien altistamista kosteudelle ja käytä laitetta kuivissa olosuhteissa. Tarkkaile akun kuntoa säännöllisesti ja puhdista akun liittimet tarvittaessa. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa. Tarkista säännöllisesti johtoeristeiden ja liittimien kunto. Tarkista myös, että etu- ja takarenkaat eivät tärise tai heilu. Jos havaitset poikkeavuuksia, ota yhteyttä laitteen jälleenmyyjään.

Säilytys ja kuljetus

Laite tulee säilyttää ja kuljettaa seuraavat olosuhdevaatimukset huomioiden:

1. Ympäristön lämpötila: $-20\text{ °C} - +55\text{ °C}$
2. Suhteellinen ilmankosteus: $\leq 95\%$
3. Ilmanpaine: 800 hPa – 1060 hPa

Laitteen käyttöolosuhteet:

1. Ympäristön lämpötila: $+5\text{ °C} - +40\text{ °C}$ ($32\text{ °F} - 104\text{ °F}$)
2. Suhteellinen ilmankosteus: $\leq 95\%$
3. Ilmanpaine: 800 hPa – 1060 hPa

Kun ympäristön lämpötila on 20 °C , laitteen lämpötilan tasaantuminen alimmasta säilytyslämpötilasta normaaliin käyttölämpötilaan kestää noin 2 tuntia. Sama koskee myös tilannetta, jossa laite siirretään korkeimmasta säilytyslämpötilasta normaaliin käyttölämpötilaan.

Käyttökertojen välissä säilytyksessä ja kuljetuksessa tulee noudattaa seuraavia olosuhteita:

1. Ympäristön lämpötila: $-20\text{ °C} - +55\text{ °C}$ ($-4\text{ °F} - 131\text{ °F}$)
2. Suhteellinen ilmankosteus: $\leq 95\%$
3. Ilmanpaine: 800 hPa – 1060 hPa.

6. Ohjesymbolit

	Varoitus
	BF-luokiteltu laitteen osa
IP24	Kosteussuojaluokitus IP24
	Sisältää helposti rikkoontuvia osia; käsittele varovaisesti
	Kuljetettaessa pidettävä pystyasennossa nuolten osoittaman suunnan mukaisesti
	Suojaa pakkaus kosteudelta ja sateelta
	Pakkausten enimmäispinoamiskorkeus on viisi kerrosta
	Varmista, että pakkaukset on sijoitettu ja kiinnitetty turvallisesti liikkumisen tai kaatumisen välttämiseksi.
	Tarkista toimintaohje laitteen käyttöohjeesta.

7. Tekniset tiedot

Suorituskyky	Maksiminopeus	Nopeusasetus	04: 6 km/h 03: 4,5 km/h 02: 2 km/h 01: 1 km/h
	Maksimi nousukulma	8°	
	Maksimi pysäköintikulma	15°	
	Esteen ylityskorkeus (porras)	4 cm	
	Esteen ylityskorkeus (ei porrasta)	8 cm	
Akku ja lataus	Akku	24V 12Ah litiumakku	
	Akun irrotus	Tuettu	
Mitat ja rakenne	Mitat avattuna (P×L×K)	97×62×87 cm	
	Mitat taitettuna (P×L×K)	100×62×45 cm	
	Paino (ilman akkua)	22,5 kg	
	Akun paino	3,66 kg	
	Eturenkaat	8" yleisrenkaat	
	Takarenkaat	9" ilmatäytteiset renkaat	
	Maavara	4 cm	
Istuin	Istuimen koko	42,5×50 cm	
Elektroninen järjestelmä	Ajojärjestelmä	PAi-turvajärjestelmä	
	Moottori	2 x 180 W harjaton moottori	
	Jarrujärjestelmä	Kaksoisjarrujärjestelmä: sähkömagneettinen jarru ja elektroninen jarru	
Kantavuus	Käyttäjän ja tavaroiden enimmäispaino	120 kg	

8. Yleisimmät virhe- ja vikatilat

Virhe tai vika	Häiriön syy	Vianmääritys
Laite ei käynnisty	1. Akun jännite liian alhainen 2. Vika virtakytkimessä	1. Lataa akku täyteen 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään viallisen osan vaihtamiseksi
Ohjainlaite ei toimi oikein	1. Akun jännite liian alhainen 2. Sähkömagneettinen jarrukytkin ei ole kiinni 3. Istuimen tunnistinanturi ei aktivoidu.	1. Lataa akku täyteen 2. Vapauta sähkömagneettinen jarrukytkin 3. Ota yhteyttä jälleenmyyjään viallisen osan vaihtamiseksi
Toimintasäde liian lyhyt latauksen jälkeen	1. Akku ei ole latautunut riittävästi tai laturi on viallinen 2. Akku on kulunut tai vaurioitunut	1. Lataa akku täyteen tai vaihda laturi 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjään akun tarkistamiseksi ja tarvittaessa vaihdettavaksi
Laturi ei lataa	1. Latausliitin on irronnut tai pistoke ei ole kunnolla kiinni 2. Verkkovirran häiriö 3. Akun vika	1. Kiinnitä liitin ja pistoke kunnolla 2. Tarkista virtalähde tai säädä muuntajaa 3. Ota yhteyttä jälleenmyyjään akun tarkistamiseksi ja tarvittaessa vaihdettavaksi
Virransyöttö katkeaa ajon aikana	1. Ohjausyksikön suojatoiminto on aktivoitunut 2. Akun lämpösuoja on aktivoitunut	1. Sammuta laite ja käynnistä uudelleen hetken kuluttua 2. Jatka ajoa moottorin jäähtyttyä
Muut viat	Muut viat, joita ei ole kuvattu edellä	Ota yhteyttä toimittajaan tai huoltopisteeseen. Älä pura sähköpyörätuolia itse.

9. Takuuehdot

Korkean laadun takaamiseksi takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvien vikojen korjaus- ja vaihto-osat takuuajana.

Osan nimi	Takuu	Takuun kattamat tilanteet
Pyörätuoli	1 vuosi	Vauriot, jotka eivät johdu käyttäjän aiheuttamista ulkoisista tekijöistä
Runko	1 vuosi	Hitsauksen luonnollinen irtoaminen, juotosten irtoaminen, halkeamat keskeisissä rakenteissa, vääntyminen tai murtumat
Moottori	1 vuosi	Magneetin irtoaminen, käämin palaminen
Akku	18 kk	Lyijyakun kotelon halkeaminen tai vuoto, kapasiteetti alle 60 %
Laturi	1 vuosi	Ei lataa tai ei toimi normaalisti
Ohjainyksikkö	1 vuosi	Pyörätuoli ei toimi normaalisti
Mittaristo	1 vuosi	Toimintahäiriö, näyttö ei toimi oikein
Renkaat	6 kuukautta	Halkeamat, murtumat tai renkaan luonnollinen puhkeaminen
Muut osat (ei toiminnan kannalta kriittiset)	3 kk	Vauriot, jotka vaikuttavat laitteen normaaliin käyttöön (mukaan lukien osat kuten jalkatuet, turvavyö, muoviosat, pehmusteet ja selkänoja)

Takuun rajoitukset

Takuu ei kata seuraavia tilanteita. Näissä tapauksissa korjaukset ja niihin liittyvät palvelut ovat maksullisia:

1. Paiseec-tuotteiden myynninjälkeisessä takuukäytännössä määritellyn takuuajan tai -laajuuden ylittäminen.
2. Tuotteen virheellinen käyttö, käyttöohjeiden vastainen käyttö tai puutteellinen huolto.
3. Vauriot, jotka johtuvat altistumisesta sadevedelle tai savulle, upottamisesta jäähän tai lumeen, tai korroosiosta, jonka aiheuttavat esimerkiksi lääkeaineet tai kemialliset aineet, sekä luonnonilmiöiden aiheuttamat vauriot tai toimintahäiriöt.
4. Normaali kuluminen ei kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään kata vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure), kuten esimerkiksi maanjäristyksistä, taifuuneista, tulipaloista, tulvista, yhteiskunnallisista levottomuuksista, joukkomellakoista tai väkivaltarikoksista.
5. Akun huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen, joka on johtanut akun vaurioitumiseen. Akun vaurioituminen, jos laite on ollut varastoituna yli 3 kuukautta ilman, että sen varaustaso on pidetty vähintään 50 % tai laite on jätetty laturiin kytketyksi yli 10 päiväksi, mikä on johtanut akun normaalin toimintakyvyn muutoksiin tai muuhun rikkoutumiseen.
6. Korjaukset, muutokset, purkaminen tai muut toimenpiteet tuotteeseen tai sen osiin muualla kuin valtuutetussa Paiseec-sähköpyörätuolien huoltoliikkeessä.
7. Paiseec-sähköpyörätuolin osien vaurioituminen, joka johtuu ei-alkuperäisten varaosien käytöstä tai luvattomista muutoksista sähköpiireihin tai johdotuksiin.
8. Tuotteen toimintahäiriöt tai vauriot, jotka johtuvat käyttäjän toiminnasta, kuten törmäyksistä, kaatumisista, ylikuormituksesta tai ylinopeudesta ajon aikana.

10. Varoitukset ja varotoimet

Paiseec Mobility Chair -laite on suunniteltu turvallisuus ensisijaisena lähtökohtana, ja sen valmistusprosessin aikana on suoritettu kattavat laadunvalvontatarkastukset. Laitteen virheellinen käyttö tai turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita laitteelle tai henkilövahinkoja.

On erittäin tärkeää lukea tämä käyttöohje huolellisesti ja ymmärtää sen sisältö ennen laitteen käyttämistä.

Laite soveltuu käytettäväksi yleisillä päälystetyillä teillä sekä sisätiloissa. Tieliikennelain mukaan tämän tuotteen käyttö ei edellytä ajokorttia. Laitteen käyttäjän tulee olla tietoinen ja noudattaa paikallisia liikennesääntöjä ja määräyksiä.

Käyttöön liittyvät varoitukset

Noudata seuraavia ohjeita käyttäessäsi laitetta:

1. Laite on suunniteltu lyhyiden matkojen kulkemiseen eikä se sovellu käytettäväksi autoteillä tai muilla riskialttiilla alueilla. Noudata käytön aikana aina liikennesääntöjä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
2. Keskustele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä varmistaaksesi, että se soveltuu terveydentilaasi. Valmistaja ei vastaa henkilövahingoista, jotka johtuvat käyttäjän omasta terveydentilasta.

3. Kiinnitä huomiota ympäristösi ja ympärillä olevien ihmisten liikkeisiin laitteen käytön aikana. Pysy valppaana onnettomuuksien välttämiseksi. Jos onnettomuus tapahtuu ympäristön tarkkailemisen laiminlyönnin vuoksi, käyttäjä on siitä itse vastuussa.
4. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin mihin se on suunniteltu, kuten tavaroiden kuljettamiseen tai muihin soveltumattomiin tarkoituksiin. Valmistaja ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat paikallisten lakien rikkomisesta tai laitteen virheellisestä käytöstä.
5. Huolla ja lataa akkua asianmukaisesti estääksesi akun pysyvän tyhjenemisen tai alijännitteen. Jos laitetta säilytetään yli 30 päivän ajan käyttämättömänä, lataa akku vähintään viiteen palkkiin ja säilytä laite viileässä ja kuivassa paikassa. Pitkäaikaista säilytystä varten lataa akku vähintään 30 päivän välein noin 4 tunnin ajan, jotta akun varaustaso pysyy vähintään kolmessa palkissa. Jos akun varaustaso laskee käytön jälkeen yhteen palkkiin, lataa akku 7 päivän kuluessa.

Varotoimet

Noudata seuraavia ohjeita laitteen käytön aikana:

1. Varmista ennen käyttöä, että ymmärrät laitteen toiminnan ja tekniset ominaisuudet. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita. Jos olet epävarma laitteen käytöstä, pyydä apua pätevältä henkilöltä.
2. Noudata aina liikennesääntöjä onnettomuuksien välttämiseksi. Huomioi liikennevalot ja liikennemerkkit sekä anna tietä jalankulkijoille ja muille liikkujille. Noudata liikennesääntöjä, kuten liikennevaloja, nopeusrajoituksia ja väistämisvelvollisuutta. Kiinnitä huomiota tie- ja sääolosuhteisiin ja vältä laitteen käyttöä sateessa, lumessa tai liukkaissa olosuhteissa.
3. Älä käytä laitetta maanteilla tai muilla autoille tarkoitetuilla väylillä turvallisuuden varmistamiseksi. Säilytä riittävä turvaväli ja sopiva nopeus sekä seuraa liikennetilannetta edessäsi ja takanasi.
4. Älä käytä matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita liikkuessasi sähköpyörätuolilla, jotta vältät huomion herpaantumisen ja mahdolliset onnettomuudet. Keskity ajamiseen ja vältä esimerkiksi musiikin kuuntelua, puheluihin vastaamista tai viestien kirjoittamista. Jos sinun on käytettävä puhelinta tai muuta elektronista laitetta, pysähdy ensin kokonaan.
5. Älä käytä liikkumisskootteria alkoholin, huumausaineiden tai ajo- tai reaktiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena, sillä se heikentää arviointi- ja reagointikykyä ja voi johtaa liikenneonnettomuuksiin. Jos olet päihtynyt, käytä muita liikkumistapoja.
6. Vältä liikkumisskootterin käyttöä pimeässä ja hämärässä. Käytä laitetta mieluiten hyvin valaistuilla alueilla. Jos ajat pimeään aikaan, käytä sopivia lisävaloja ja -heijastimia turvallisuuden parantamiseksi. Seuraa ympäristöäsi ja muiden ajoneuvojen liikkeitä ja pysy jatkuvasti tarkkaavaisena.
7. Toivomme, että nämä varotoimet auttavat käyttämään laitetta turvallisesti. Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja, ota rohkeasti yhteyttä.
8. Tämän käyttöohjeen lopullinen tulkintaoikeus kuuluu valmistajalle. Mahdolliset painovirheet tai tuotteen parannukset päivitetään myöhempiin käyttöohjeversioihin. Valmistaja voi myös tuoda markkinoille uusia tuotteita markkinatarpeiden mukaan. Jos käyttöohjeessa esitetyt toiminnot tai suorituskykytiedot poikkeavat itse tuotteesta, noudata tuotteen mukana toimitettuja ohjeita ja tietoja.

11. Takuulomake

Hyvä käyttäjä,

Kiitämme sinua Paiseec-tuotteen ostamisesta. Tarjoamme tuotteelle takuupalveluja, kuten korjaus-, vaihto- ja palautuspalvelun.

Täytä tämä kortti huolellisesti, liitä tähän alkuperäinen kuitti tai verkkokaupan tilaustiedot ja säilytä tämä mahdollista myöhempää tarvetta varten.

Omistajan nimi:

Sähköpostiosoite:

Toimitusosoite:

Laitteen mallinimike:

Laitteen sarjanumero:

Ostopaikka:

Myyjän yhteystieto:

Kuitin/tilauksen
tiedot:

Huoltotiedot ja -merkinnät

Kirjaus	Vian kuvaus	Vika havaittu (päivämäärä)	Vika korjattu (päivämäärä)

SE



Tack för att du har valt Paiseec elrullstol.

Paiseec elrullstol är utformad som ett hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet till följd av ålder eller funktionsnedsättning. Syftet med enheten är att underlätta förflyttning och vardagliga aktiviteter.

Vårt mål är att säkerställa en säker och bekväm användarupplevelse. Läs därför bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda enheten.

Om en funktionsnedsättning eller annan hälsorelaterad orsak kan påverka din förmåga att hantera enheten, rådgör med hälso- och sjukvårdspersonal före användning för att säkerställa säker användning.

Spara bruksanvisningen för eventuellt framtida behov.

Vi utvecklar kontinuerligt kvaliteten, funktionerna och designen på våra produkter. Därför kan vissa bilder eller textreferenser i denna manual avvika något från din enhet. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och beklagar eventuella olägenheter som detta kan medföra. Vid eventuella skillnader gäller de faktiska egenskaperna hos din enhet.

Obs!

Innan du börjar använda rullstolen ber vi dig säkerställa att du har läst bruksanvisningen för att bekanta dig med enhetens funktioner samt korrekt och säker användning.


1. Produktinformation

Förpackningens innehåll


- Elrullstol
- Batteri
- Laddare
- Korg
- Bruksanvisning
- Väska som fästs på ryggstödet

Enhetens delar

Rullstol




1. Ryggstöd
2. Armstöd
3. Styrenhet
4. Laddningsport
5. Sittdyna
6. Fotstöd
7. Framhjul
8. Sensor för handtag (assistanshandtag)
9. Lås för handtag (assistanshandtag)



10. Bakhjul
11. Indikator för handtag (assistanshandtag)
12. Handtag (assistanshandtag)
13. Upphängningskrok
14. Batteri
15. Brytare för elektromagnetisk broms
16. Fällpedal
17. Tippningsskyddshjul

Styrenhet

1. Strömknapp
 - a. Tryck i 2 sekunder för att starta
 - b. Tryck kort för att stänga av
2. Hastighetsreglage
3. Signalthorn
4. Knapp för assistansläge (push-läge)
5. Indikator för körläge
6. Indikator för assistansläge
7. Batterinivåindikator
8. Hastighetsindikator
9. Joystick-reglage
10. Ljusring



Batteri

1. Batterihandtag (låsmekanism)
2. Laddningsport



2. Funktioner


Fälla upp elrullstolen

1. Placera rullstolen i rätt läge (hjulen mot underlaget) och lossa fästremmarna.
2. Dra försiktigt uppåt i handtaget och ryggstödet för att fälla upp rullstolen.
3. Rullstolen är helt uppfälld.



Fälla ihop elrullstolen


1. Tryck ned fällpedalen med foten och håll den nedtryckt.
2. Dra försiktigt i handtaget eller i baksidan av sätet och fäll sedan rullstolen framåt.
3. Släpp fällpedalen. Rullstolen är nu hopfälld. Fäst den hopfälda rullstolen med fästremmarna.



Ta bort och montera batteriet


Montera batteriet

1. Lyft batteriet i handtaget och placera det i batterifacket.
2. Fäll ned handtaget så att batteriet låses på plats.
3. När batteriet är på plats, kontrollera att det är ordentligt fastlåst i facket och inte kan röra sig.



Ta bort batteriet

1. Fäll batteriets handtag bakåt för att frigöra batterilåset.
2. Dra batteriet mot dig i handtaget för att ta ut det.



3. Användning

Kontrollera följande innan start

1. **Översikt**

Kontrollera att alla fällbara delar på rullstolen är korrekt monterade och låsta på plats. Se till att inga delar saknas och att inga delar är skadade eller sitter löst.

2. **Elektromagnetisk broms**

Kontrollera att du kan ställa den elektromagnetiska bromsen i manuellt läge genom att trycka ned bromshandtaget.

Kontrollera att du kan aktivera körläget genom att dra upp bromshandtaget.

3. **Däck**

Kontrollera att däcken har tillräckligt lufttryck. Rekommenderat däcktryck är 2,8–3,1 bar.

Kontrollera däcksyrtorna och slitbanan på alla däck. Mönsterdjupet ska vara minst 0,5 mm. Kontrollera också att inga främmande föremål har fastnat i däcken.

Kontrollera att däcken inte är skadade eller deformerade.

Kontrollera både i manuellt läge och i eldrivet läge att däcken inte uppvisar någon tydlig vibration.

Om några av ovanstående avvikelser upptäcks får rullstolen inte användas förrän nödvändigt underhåll har utförts.


Kontrollera följande innan du börjar köra

1. När du startar enheten ska du, förutom batterinivån, kontrollera att symbolerna och indikatorlamporna på styrenhetens display fungerar normalt.
2. Kontrollera att batteriet har tillräckligt med laddning.
 - De fem staplarna i batteriikonen visar batteriets laddningsnivå – ju fler staplar som visas, desto mer laddning finns kvar i batteriet.
 - Om den nedersta röda stapeln i batterisymbolen lyser är batterinivån låg. Ladda batteriet ordentligt för att undvika att strömmen tar slut under användning.
3. Kontrollera att signalhornet fungerar och att ljudet är normalt.
4. Kontrollera att joystick-reglaget och knapparna inte känns lösa eller glappar och att de fungerar korrekt.
5. Kontrollera att inga ovanliga ljud hörs från däcken.
6. Kontrollera att den elektromagnetiska bromsen är frigjord.
7. Kontrollera att handtaget för den elektromagnetiska bromsen är inställt i läget av.

Om du upptäcker några avvikelser i ovanstående delar ska enheten inte användas. Kontakta service eller underhåll.


Säte

1. Lyft upp fotstödet till övre läge.
2. Sätt dig i rullstolen lugnt och med tillräcklig försiktighet.
3. Sänk ned fotstödet till användningsläge och placera fötterna på det.




Fäst säkerhetsbältet

1. Justera säkerhetsbältets längd så att det passar.
2. För in bältets spänne i låset.
3. Kontrollera att säkerhetsbältet har låsts fast (ett klickljud hörs).



Öppna säkerhetsbältet

1. Tryck på säkerhetsbältets frigöringsknapp för att låsa upp bältet.
2. Ta loss säkerhetsbältet.



Slå på strömmen

Tryck på startknappen i två (2) sekunder för att slå på strömmen.

En lampa tänds på displayen och i ljusringen runt den.



Körläge

Start av användning


För oerfarna användare rekommenderar vi att börja med hastighetsinställning 01 eller 02. När du får mer erfarenhet av att styra rullstolen kan du byta till högre hastighetsinställningar.

Normal användning

När rullstolen startas är hastighetsinställningen alltid 01 som standard. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att alltid börja köra med den lägsta hastighetsinställningen.


Köra framåt

1. Skjut joystick-reglaget framåt så börjar rullstolen röra sig framåt.



Backa


1. Dra joystick-reglaget bakåt för att backa.
2. Den maximala backhastigheten är 2 km/h.



Bromsning


Normal bromsning: Släpp joystick-reglaget så aktiveras bromsarna.

Nödbromsning: Tryck på startknappen för att aktivera nödbromsning.





Svänga


1. Sväng rullstolen genom att föra joystick-reglaget i önskad riktning.
2. Sänk hastigheten och sväng gradvis. Vi rekommenderar att du övar på svängning flera gånger under kontrollerade förhållanden innan du börjar använda rullstolen aktivt.
3. Rullstolen använder avancerad teknik för att förutse svängar, och en intelligent funktion sänker automatiskt hastigheten under svängning, vilket minskar risken för att rullstolen välter.



Sväng vänster



Sväng höger



Assistansläge (push-läge)

Assistansläget använder avancerad PIMS-teknik, där elassistent kan användas även när en assistent skjuter rullstolen. För assistansfunktionen finns två inställningar: "Walking mode" och "Push mode", som är utformade för olika användningsbehov.

Gångassistansen har två separata funktionslägen: gångläge och rehabiliteringsläge. Läs instruktionerna för de olika inställningarna noggrant innan du börjar använda assistansfunktionen.

Funktioner för gångassistans

Gångläge: inställning "10"

I detta läge kan rullstolen användas som ett stöd vid gång, på liknande sätt som en rollator, under promenader och i vardagliga aktiviteter. Håll i handtagen och börja skjuta. Släpp handtagen för att stanna.

I gångassistansläget frigörs den elektriska bromsen när du håller i handtagen. Rullstolen begränsar hastigheten under förflyttning för att säkerställa säkerheten. På planmark aktiveras systemet normalt inte för att ge framåtdrivning. På uppförslutning aktiverar systemet lätt assistans framåt, och på nedförslutning ger systemet ett lätt motstånd.


Observera att gångassistansläget är avsett att användas när rullstolen är tom. Funktionen fungerar inte korrekt om någon sitter i rullstolen.

Rehabiliteringsläge: inställning "11"

I rehabiliteringsläget stöder rullstolens rollatorfunktion användarens rörelse. Funktionen är särskilt lämplig när användaren har betydande rörelsebegränsningar. Funktionen rekommenderas att användas endast på plana underlag. Assistansen aktiveras när rätt inställning har valts och när handtagen greppas. Stopp sker genom att släppa handtagen.


I rehabiliteringsläget stödjer rullstolen rörelsen genom att säkerställa en jämn och kontrollerad rörelse. Hastighetsbegränsaren håller hastigheten mycket låg. Även vid svängning och backning fungerar bromsningen förstärkt. Vi rekommenderar att denna funktion främst används för förflyttning framåt.

1. Tryck på knappen "Pushassistans" för att aktivera gångassistansen. När önskad inställning har valts tänds motsvarande ikon och växelläget visas som "10", samtidigt som ljusringen på styrenheten blir blå. För att växla till rehabiliteringsläge trycker du på "+", varvid inställningen ändras till 11.
2. Greppa lätt sensorn på handtagen för att låsa upp systemet. När låset öppnas ändras indikatorlampan på handtaget till blå, vilket visar att gångassistansläget har aktiverats.
3. Under förflyttning aktiveras bromsen när du släpper handtaget. När rullstolen står stilla ändras indikatorlampan på handtaget till orange.




Elassisterad skjutning


1. Det elassisterade skjutläget minskar belastningen när en assistent skjuter rullstolen. Den assisterade pushfunktionen ökar säkerheten och gör det bekvämare att skjuta rullstolen. Läs instruktionerna för assisterad pushning noggrant innan du använder funktionen.



2. För att aktivera elassisterat skjutläge, tryck först på knappen "Skjutassistansläge" två (2) gånger. När önskad inställning har valts tänds motsvarande ikon, funktionsinställningen visas som "20" och ljusringen på styrenheten lyser blått.



3. Fäll upp rullstolens skjuthandtag genom att dra låsmekanismen nedåt och vrid handtaget i den riktning som visas i bilden tills du hör ett tydligt klick, vilket bekräftar att handtaget har låsts i rätt position.
4. Den automatiska bromsen aktiveras när greppet om handtagens sensorer släpps. I bromsläge ändras indikatorlamporna i handtagens ändar till orange.



Varning


Se till att greppet om handtagen är enligt instruktionerna i bruksanvisningen för att optimera både säkerhetsfunktionerna och enhetens prestanda. Ett felaktigt grepp kan innebära en säkerhetsrisk och påverka enhetens funktion.

Transport av föremål


Skjuthandtag



Armstödet's upphängningskrok



Förvaringskorg under sätet

**⚠ Varning**

1. Förvara endast föremål på de platser som är avsedda för dem för att säkerställa att rullstolens funktioner fungerar korrekt.
2. Undvik att hänga tunga föremål nära sensorerna.
3. Se till att väskans remmar inte kommer i kontakt med bakhjulen. Detta kan påverka säkerheten och enhetens funktion samt öka risken för olyckor.
4. Den maximala vikten för föremål som hängs på skjuthandtaget är **5 kg**.
5. Den maximala vikten för föremål som hängs på armstödet's upphängningskrok är **4 kg**.

Begränsningar för körförhållanden

1. Undvik att köra över trösklar som är högre än 4 cm.



2. Undvik att köra i backar med en lutning på mer än 8°.



3. Kör inte sidledes på lutningar som är 5° eller mer.



4. Försök inte köra över öppningar som är bredare än 10 cm.




5. Kör inte på mjuka eller hala underlag, såsom sand, myrmark, snö eller is.

**Frigöring av den elektromagnetiska bromsen**

Den elektromagnetiska bromsen på enheten kan vid behov frigöras manuellt om förhållandena eller ett fel på enheten förhindrar normal användning.

Frigör bromsen på baksidan av enheten genom att trycka ned bromshandtagen som sitter längst ned baktill. Då kopplas den elektromagnetiska bromsen ur.

**⚠ Varning**

Frigör den elektromagnetiska bromsen endast i en nödsituation. En broms som frigörs i onödan kan orsaka en farlig situation.

Varningar

Bekanta dig med varningarna nedan samt med lokala säkerhetsföreskrifter och bestämmelser. Följ instruktionerna och lagarna för att säkerställa din egen och andras säkerhet.

Läs bruksanvisningen noggrant och följ instruktionerna innan du börjar använda enheten.

1. Vid första användningen ska hastigheten ställas in på den lägsta nivån och användningen övas på en plan och öppen plats så att du vänjer dig vid reglagen och hur enheten fungerar.
2. Se till att du sitter stadigt i sätet innan du använder enheten. Var hela tiden uppmärksam på din omgivning och på vägförhållandena under körning. Kör försiktigt och med låg hastighet, särskilt i områden med mycket människor, i trånga utrymmen samt nära väggar, hinder, ojämna ytor eller sluttningar.
3. När du närmar dig trottoarkanter, trappor, lutningar eller andra hinder ska du närma dig dem rakt framifrån och köra långsamt för att säkerställa säkerheten.
4. Håll alltid fötterna på fotstödet när du sitter i rullstolen.
5. Rör inte vid hjulen när enheten är i användning. Se också till att andra inte kan röra vid hjulen under körning på grund av risken för skador.
6. Undvik att frigöra den elektromagnetiska bromsen manuellt för att förhindra okontrollerade rörelser och möjliga farliga situationer.
7. Stig alltid på och av enheten på ett plant och stabilt underlag.
8. Var särskilt försiktig vid körning i backar.
9. Ställ in körhastigheten på en låg nivå.
10. Om du stannar i en backe, släpp joystick-reglaget i god tid så att stoppsträckan är tillräcklig.
11. Vid körning nedför en backe minskar enheten automatiskt hastigheten beroende på lutningens branthet för att säkerställa säkerheten.
12. Låt inte någon som inte är bekant med enhetens funktioner använda rullstolen.
13. Minderåriga får endast använda enheten under uppsikt av en vuxen.
14. Vid våta eller hala förhållanden kan bromssträckan bli längre. Sänk hastigheten eller undvik att använda enheten under sådana förhållanden.
15. Använd enheten endast på gång- och cykelvägar.
16. Använd inte enheten under påverkan av alkohol eller droger.
17. Enheten är avsedd för användare med en maximal vikt på **120 kg**. Den är avsedd för användning av en person; transportera inte passagerare och låt inte flera personer använda enheten samtidigt.
18. Använd endast tillbehör, löstagbara delar och material som anges i bruksanvisningen.
19. Anslut inte enheten till några apparater som inte nämns i bruksanvisningen.
20. Gör inga obehöriga ändringar på enheten.

Displaysymboler




Symbol	Benämning	Beskrivning
	Indikator för köräge	Vit: Normal användning Röd: Användning spärrad Observera: När den röda lampan lyser kan enheten inte användas i köräge av säkerhetsskäl.
	Indikator för skjutäge	Vit: Skjutläget är aktivt. Lampan lyser inte: Skjutläget är inte aktiverat.
	Växelindikator	Köräge: 01 / 02 / 03 / 04 anger den aktuella körhastighetsinställningen Skjutäge: 10: Gångassistans 11: Rehabiliteringsläge 20: Skjutäge (assistent)
	Indikator för batteri/laddning	Batteristatus: Aktuell batterinivå Laddningsstatus: Visar laddningsnivån när laddning pågår.
	Indikator för funktionsläge	Vit: Enheten är i köräge Blå: Enheten är i skjutäge Orange: Fel i enhetens funktion

Ljudguidens volym


Standardvolymen för ljudguiden är inställd på den högsta nivån. Om du vill sänka volymen eller stänga av ljudguiden helt, följ instruktionerna nedan. Alternativen för volymnivå är 100 %, 50 % och ljudlös.

1. Strömknapp: håll strömknappen nedtryckt i 2 sekunder så att displayens och ramens lampor tänds. Tryck samtidigt ned signalhornsknappen och knappen med - - symbolen. Håll knapparna nedtryckta tills du hör ljudmeddelandet: Volume adjusted to 50 %. Please drive with caution.
2. Volymen är nu inställd på 50 procent. För att ställa enheten i ljudlöst läge, upprepa ovanstående steg. För att återgå till 100 procent volym upprepar du samma åtgärder när enheten är i ljudlöst läge.

Signalhornets ljudnivå ändras inte även om ljudguidens volym ändras, för att säkerställa att signalhornet fungerar säkert.




4. Batteri och laddning



Laddning av rullstolen:

1. Kontrollera innan laddning att enheten är avstängd. Använd endast den avsedda Paiseec Mobility Chair-laddaren.
2. Anslut laddaren: sätt laddarens kontakt i ett 110–220 V växelströmsuttag och anslut laddarens andra ände till laddningsporten på insidan av stolens armstöd.
3. Start av laddning: under laddning lyser laddarens indikatorlampa kontinuerligt orange. Kontrollera att även laddningsindikatorn på stolens display lyser, vilket visar att laddningen pågår.
4. Laddningstid: laddningen tar vanligtvis 6–10 timmar beroende på batteriets egenskaper.
5. Laddningen avslutas: laddaren avbryter laddningen automatiskt när batteriet är fullt. Den gröna indikatorlampan fortsätter att lysa, vilket visar att laddningen är avslutad.
6. Koppla bort laddaren: innan laddaren kopplas bort, dra först ur laddarens kontakt från stolens laddningsport och därefter från vägguttaget.

Laddning av batteriet



1. Kontrollera innan laddning att enheten är avstängd. Dra i batteriets handtag för att ta ut batteriet.
2. Anslut laddaren: sätt laddarens kontakt i ett 110–220 V växelströmsuttag och anslut laddarens andra ände till batteriets laddningsport. Använd endast den avsedda Paiseec Mobility Chair-laddaren.
3. Start av laddning: under laddning lyser laddarens indikatorlampa kontinuerligt orange.
4. Laddningstid: laddningen tar vanligtvis 6–10 timmar beroende på batteriets egenskaper.
5. Laddningen avslutas: laddaren avbryter laddningen automatiskt när batteriet är fullt. Den gröna indikatorlampan fortsätter att lysa, vilket visar att laddningen är avslutad.
6. Koppla först bort laddningskontakten från batteriet och därefter laddaren från vägguttaget.
7. Placera batteriet tillbaka i batterifacket och fäll ned handtaget. Kontrollera att batteriet sitter ordentligt fast.

Batteri underhåll och laddningssäkerhet

Läs noggrant instruktionerna i avsnittet om batterier och laddare i denna bruksanvisning och följ de angivna instruktionerna.

- 1. Använd endast den laddare som är avsedd för Paiseec Mobility Chair.**
- 2. Demontera inte batteriet eller laddaren till Paiseec Mobility Chair.**
 - Demontering av batteriet eller laddaren kan orsaka brand eller explosion.
 - Demontering av batteriet eller laddaren upphäver garantin.
- 3. Krav på laddningsmiljö**
 - Ladda batteriet i ett utrymme med en temperatur på 0–40 °C. Laddning utanför detta temperaturintervall kan förhindra laddning eller skada enheten eller batteriet.
 - Undvik höga temperaturer. Laddning vid höga temperaturer kan orsaka överhettning och skada batteriet.
 - Undvik låga temperaturer. Laddning under 0 °C kan leda till överladdning och skada batteriet.
 - Undvik laddning i fuktiga miljöer på grund av risk för kortslutning.
 - Se till att laddningsutrymmet har god ventilation och en volym som är minst dubbelt så stor som enheten som laddas. Det får inte finnas lättantändliga gaser eller ämnen i laddningsutrymmet.

- Laddning i miljöer med brandfarliga gaser eller dålig ventilation kan orsaka explosionsrisk eller andra säkerhetsrisker.

4. Krav vid laddning

- Använd ett 110–220 V / 50 Hz vägguttag för laddning.
- Undvik för hög eller för låg spänning, eftersom detta kan skada enheten eller orsaka andra faror.
- Koppla bort laddaren från enheten när laddningen är klar.
- Att låta laddaren vara ansluten till enheten under lång tid kan försämra batteriets kvalitet.
- Laddningen tar vanligtvis 6–10 timmar beroende på batteriets egenskaper. Överladdning kan skada batteriet och förkorta dess livslängd. Laddaren avbryter laddningen automatiskt när batteriet är fullt. För att undvika skador från överladdning ska alltid original-laddaren användas.
- Rör inte batteriet eller laddaren under eller direkt efter laddning.
- Under laddning stiger temperaturen i batteriet och laddaren. Undvik beröring på grund av risk för brännskador.
- Undvik att laddningsporten blir våt, att den vidrörs i onödan eller placeras nära metallföremål eller andra främmande föremål för att förhindra kortslutning, personsador eller skador på enheten.
- Använd inte förlängningskabel tillsammans med laddaren för att undvika risk för elstöt, kortslutning eller brand.
- Dra inte kraftigt i strömkabeln för att undvika risk för elstöt, kortslutning eller brand.
- Ladda inte batteriet med våta händer för att undvika risk för elstöt.
- Ladda inte batteriet när enhetens broms är frikopplad för att undvika olyckor som kan uppstå om enheten rör sig.

5. Förvaring av enheten och laddaren

- Håll enheten och batteriet borta från öppen eld för att undvika risk för explosion eller andra olyckor.
- Sänk inte ned enheten eller batteriet i vatten för att undvika kortslutning.
- Håll batteriet och laddaren torra för att undvika kortslutning eller andra fel vid senare laddning.
- Undvik kraftiga stötar mot batteriet eller laddaren (till exempel kollisioner, fall eller annan mekanisk påverkan) för att undvika skador på interna komponenter och eventuella olyckor under laddning eller användning.
- Om batteriets yttre är skadat eller batteriet fungerar onormalt, avbryt användningen omedelbart och kontakta kundservice.
- Stäng skyddskåpan över laddningsporten när porten inte används så att vatten eller smuts inte kommer in i enheten.
- Kontrollera laddaren och batteriet regelbundet för eventuella skador eller slitage. Om problem upptäcks ska laddaren eller batteriet bytas ut omedelbart.

6. Förvaring och längre uppehåll i användning

- Om batteriet inte används på mer än 30 dagar ska det laddas till cirka fyra staplar och förvaras på en sval och torr plats. Ladda batteriet fullt var tredje månad för att förlänga dess livslängd.
- Obs: Om batteriet inte laddas i tid kan det skadas permanent på grund av djupurladdning. Skador på batteriet som orsakas av djupurladdning omfattas inte av garantin.

5. Underhåll

För att upprätthålla enhetens prestanda, undvika fel och säkerställa säkerheten ska särskild uppmärksamhet ägnas åt följande.

1. Läs instruktionerna för säker användning noggrant och säkerställ att du förstår deras innehåll. Styrenheten är en viktig del av Paiseec Mobility Chair. Försök inte att öppna, reparera eller modifiera styrenheten själv. Torka regelbundet av styrenhetens yta med en torr och mjuk trasa för att avlägsna smuts. Användning av styrenheten vid mycket höga temperaturer, överbelastning eller i fuktiga förhållanden är strängt förbjuden.
2. Försök inte att demontera, reparera eller ändra motorns interna konstruktion, eftersom detta kan skada motorn och upphäva garantin. Undvik långvarig överbelastning eller blockering av motorn. Rengör motorns yta regelbundet, särskilt runt motorns ledningar. Undvik att sänka ned enheten i vatten. Att köra genom vatten djupare än 4 cm kan leda till att vatten tränger in i motorn och orsakar permanent skada.
3. Använd inte bensin eller andra kemikalier för att rengöra enhetens ram eller andra delar. Använd i stället en mjuk trasa som är lätt fuktad och väl urvriden.
4. Kontrollera regelbundet om batteriet behöver laddas och säkerställ alltid att bromsarna fungerar före användning. Kontrollera regelbundet att styrenhetens fästsruvar är åtdragna och att styrenheten är i mittläge. Undvik att utsätta elektriska komponenter för fukt och använd enheten i torra förhållanden. Kontrollera batteriets skick regelbundet och rengör batteriets kontakter vid behov. Om enheten inte används under en längre tid ska batteriet laddas en gång per månad. Kontrollera regelbundet kablarnas isolering och kontakternas skick. Kontrollera också att fram- och bakhjulen inte vibrerar eller wobblar. Om avvikelser upptäcks, kontakta enhetens återförsäljare.

Förvaring och transport

Enheten ska förvaras och transporteras med beaktande av följande miljökrav:

1. Omgivningstemperatur: -20°C – $+55^{\circ}\text{C}$
2. Relativ luftfuktighet: $\leq 95\%$
3. Lufttryck: 800 hPa – 1060 hPa

Driftförhållanden för enheten

1. Omgivningstemperatur: $+5^{\circ}\text{C}$ – $+40^{\circ}\text{C}$ (32°F – 104°F)
2. Relativ luftfuktighet: $\leq 95\%$
3. Lufttryck: 800 hPa – 1060 hPa

När omgivningstemperaturen är 20°C tar det cirka 2 timmar för enheten att anpassa sig från den lägsta lagringstemperaturen till normal driftstemperatur. Detsamma gäller när enheten flyttas från den högsta lagringstemperaturen till normal driftstemperatur.

Mellan användningstillfällen ska följande förhållanden följas vid förvaring och transport

1. Omgivningstemperatur: -20°C – $+55^{\circ}\text{C}$ (-4°F – 131°F)
2. Relativ luftfuktighet: $\leq 95\%$
3. Lufttryck: 800 hPa – 1060 hPa.

6. Instruktionssymboler

	Varning
	BF- klassificerad del av enheten
IP24	Skyddsklass mot fukt IP24
	Innehåller lätt ömtåliga delar; hanteras varsamt
	Ska transporteras i upprätt läge enligt pilarnas riktning
	Skydda förpackningen mot fukt och regn
	Maximal staplingshöjd för förpackningar är fem lager
	Se till att förpackningarna är placerade och säkrade så att de inte kan röra sig eller välta
	Se bruksanvisningen för instruktioner om användning

7. Tekniska specifikationer

Prestanda	Maxhastighet	Hastighetsinställning	04: 6 km/h 03: 4,5 km/h 02: 2 km/h 01: 1 km/h
	Maximal lutning uppför	8°	
	Maximal parkeringslutning	15°	
	Hinderhöjd (trappsteg)	4 cm	
	Hinderhöjd (utan trappsteg)	8 cm	
Batteri och laddning	Batteri	24V 12Ah litiumbatteri	
	Batteriet kan tas ut	Ja	
Mått och konstruktion	Mått utfälld (LxBxH)	97x62x87 cm	
	Mått hopfäld (LxBxH)	100x62x45 cm	
	Vikt (utan batteri)	22,5 kg	
	Batteriets vikt	3,66 kg	
	Framhjul	8" universaldäck	
	Bakhjul	9" luftfyllda däck	
Säte	Markfrigång	4 cm	
	Sätets storlek	42,5x50 cm	
Elektroniskt system	Körsystem	PAI-säkerhetssystem	
	Motor	2 x 180 W borstlös motor	
	Bromssystem	Dubbelbromssystem: elektromagnetisk broms och elektronisk broms	
Lastkapacitet	Maximal vikt för användare och last	120 kg	

8. Vanliga fel och felsökning

Fel eller problem	Orsak till störning	Felsökning
Enheten startar inte	1. Batterispänningen är för låg 2. Fel i strömbrytaren	1. Ladda batteriet fullt 2. Kontakta återförsäljaren för att byta ut den felaktiga komponenten
Styrenheten fungerar inte korrekt	1. Batterispänningen är för låg 2. Den elektromagnetiska bromsbrytaren är inte aktiverad 3. Sätessensorn är inte aktiverad	1. Ladda batteriet fullt 2. Frigör den elektromagnetiska bromsbrytaren 3. Kontakta återförsäljaren för att byta ut den felaktiga komponenten
Räckvidden är för kort efter laddning	1. Batteriet är inte tillräckligt laddat eller laddaren är defekt 2. Batteriet är slitet eller skadat	1. Ladda batteriet fullt eller byt laddare 2. Ladda batteriet fullt eller byt laddare
Laddaren laddar inte	1. Laddningskontakten har lossnat eller kontakten sitter inte ordentligt 2. Problem med AC-strömkällan 3. Batterifel	1. Fäst kontakten och stickkontakten ordentligt 2. Kontrollera strömförsörjningen eller justera transformatorn 3. Kontakta återförsäljaren för att kontrollera batteriet och vid behov byta det
Strömförsörjningen avbryts under körning	1. Styrenhetens skyddsfunktion har aktiverats 2. Batteriets temperatur-skydd har aktiverats	1. Stäng av enheten och starta den igen efter en stund 2. Fortsätt köra efter att motorn har svalnat
Övriga fel	Övriga fel som inte beskrivs ovan	Kontakta leverantören eller en serviceverkstad. Demontera inte elrullstolen själv.

9. Garantivillkor

För att säkerställa hög kvalitet omfattar garantin reparation eller utbyte av delar vid fel som beror på tillverknings- eller materialfel under garantitiden.

Delens namn	Garanti	Situationer som omfattas av garantin
Rullstol	1 år	Skador som inte orsakas av yttre faktorer som användaren orsakat
Ram	1 år	Naturlig separation av svetsfogar, lossnade lödningar, sprickor i bärande konstruktioner, deformation eller brott
Motor	1 år	Magnetlossning, lindningsbränning
Batteri	18 månader	Sprickor i blybatteriets hölje eller läckage, kapacitet under 60 %
Laddare	1 år	Laddar inte eller fungerar inte normalt
Styrenhet	1 år	Rullstolen fungerar inte normalt
Instrumentpanel	1 år	Funktionsfel, displayen visar inte korrekt
Däck	6 månader	Sprickor, brott eller naturlig punktering av däck
Övriga delar (ej funktionskritiska)	3 månader	Skador som påverkar enhetens normala användning (inklusive delar som fotstöd, säkerhetsbälte, plastdelar, dynor och ryggstöd)

Garantibegränsningar

Garantin omfattar inte följande situationer. I dessa fall är reparationer och tillhörande tjänster avgiftsbelagda:

1. Överskridande av den garantitid eller omfattning som anges i Paiseec-produkternas eftermarknadsgaranti.
2. Felaktig användning av produkten, användning som strider mot bruksanvisningen eller bristfälligt underhåll.
3. Skador som orsakas av exponering för regnvatten eller rök, nedsänkning i is eller snö, eller korrosion som orsakas av till exempel läkemedel eller kemiska ämnen, samt skador eller funktionsfel som orsakas av naturfenomen.
4. Normalt slitage omfattas inte av garantin. Garantin täcker inte heller fel eller skador som orsakas av force majeure (till exempel jordbävningar, tyfoner, bränder, översvämningar, samhälleliga oroligheter, massuplopp eller våldsbrott).
5. Underlåtenhet att följa instruktionerna för batteriunderhåll som har lett till skada på batteriet. Batteriskador om enheten har förvarats i mer än tre månader utan att laddningsnivån har hållits på minst 50 %, eller om enheten har lämnats ansluten till laddaren i mer än 10 dagar, vilket har lett till förändringar i batteriets normala funktion eller andra skador.
6. Reparationer, modifieringar, demontering eller andra åtgärder som utförts på produkten eller dess delar utanför en auktoriserad serviceverkstad för Paiseec elrullstolar.
7. Skador på delar i Paiseec elrullstol som orsakas av användning av icke-originalreservdelar eller obehöriga ändringar i elektriska kretsar eller ledningsdragning.
8. Funktionsfel eller skador på produkten som orsakas av användarens handlingar, såsom kollisioner, fall, överbelastning eller för hög hastighet under körning.

10. Varningar och försiktighetsåtgärder

Paiseec Mobility Chair är konstruerad med säkerhet som högsta prioritet, och omfattande kvalitetskontroller har genomförts under tillverkningsprocessen. Felaktig användning av enheten eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna kan dock orsaka skador på enheten eller personskador.

Det är mycket viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant och förstå dess innehåll innan enheten tas i bruk.

Enheten är avsedd för användning på allmänna asfalterade vägar samt inomhus. Enligt Trafiklagstiftningen krävs inget körkort för att använda denna produkt. Användaren ska vara medveten om och följa lokala trafikregler och bestämmelser.

Varningar vid användning

Följ nedanstående anvisningar när du använder enheten:

1. Enheten är avsedd för kortare resor och är inte lämplig för användning på motorvägar eller andra riskfyllda områden. Följ alltid trafikreglerna under användning för att förebygga olyckor.
2. Rådgör med en läkare före användning för att säkerställa att enheten är lämplig med hänsyn till ditt hälsotillstånd. Tillverkaren ansvarar inte för personskador som beror på användarens egen hälsosituation.
3. Var uppmärksam på din omgivning och människors rörelser runt dig när du använder enheten. Håll dig alltid vaksam för att undvika olyckor. Om en olycka inträffar på grund av bristande uppmärksamhet på omgivningen är användaren själv ansvarig.
4. Använd inte enheten för andra ändamål än de den är avsedd för, till exempel för transport av gods eller andra olämpliga användningsområden. Tillverkaren ansvarar inte för olyckor eller skador som uppstår till följd av brott mot lokala lagar eller felaktig användning av enheten.
5. Underhåll och ladda batteriet på rätt sätt för att undvika permanent urladdning eller lågspänning. Om enheten förvaras utan användning i mer än 30 dagar ska batteriet laddas till minst fem staplar och enheten förvaras på en sval och torr plats. Vid långtidsförvaring ska batteriet laddas minst var 30:e dag i cirka fyra timmar så att laddningsnivån hålls på minst tre staplar. Om batterinivån sjunker till en stapel efter användning ska batteriet laddas inom 7 dagar.

Försiktighetsåtgärder

Följ nedanstående anvisningar under användning av enheten:

1. Säkerställ före användning att du förstår enhetens funktion och tekniska egenskaper. Läs bruksanvisningen noggrant och följ alla instruktioner. Om du är osäker på hur enheten ska användas, be en kvalificerad person om hjälp.
2. Följ alltid trafikreglerna för att undvika olyckor. Var uppmärksam på trafikljus och trafikskyltar samt lämna företräde till fotgängare och andra trafikanter. Följ regler som rör trafiksignaler, hastighetsbegränsningar och väjningsplikt. Ta hänsyn till väg- och väderförhållanden och undvik att använda enheten i regn, snö eller på hala underlag.
3. Använd inte enheten på landsvägar eller andra vägar avsedda för motorfordon för att säkerställa säkerheten. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd och en lämplig hastighet samt var uppmärksam på trafiken framför och bakom dig.

4. Använd inte mobiltelefon eller andra elektroniska enheter när du kör elrullstolen för att undvika distraktion och eventuella olyckor. Fokusera på körningen och undvik aktiviteter som att lyssna på musik, svara på telefonsamtal eller skriva meddelanden. Om du behöver använda telefonen eller annan elektronisk enhet ska du först stanna helt.
5. Använd inte mobilitetsscootern under påverkan av alkohol, narkotika eller läkemedel som påverkar kör- eller reaktionsförmågan, eftersom detta försämrar omdömet och reaktionsförmågan och kan leda till trafikolyckor. Om du är påverkad ska du använda andra transportmedel.
6. Undvik att använda mobilitetsscootern i mörker eller dåliga ljusförhållanden. Använd enheten helst i väl upplysta områden. Om du kör i mörker ska du använda lämpliga extraljus och reflexer för att förbättra säkerheten. Var uppmärksam på din omgivning och andra fordon och håll dig ständigt vaksam.
7. Vi hoppas att dessa försiktighetsåtgärder hjälper dig att använda enheten säkert. Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss.
8. Den slutliga tolkningsrätten för denna bruksanvisning tillhör tillverkaren. Eventuella tryckfel eller produktförbättringar kommer att uppdateras i senare versioner av bruksanvisningen. Tillverkaren kan också lansera nya produkter enligt marknadens behov. Om de funktioner eller prestandauppgifter som anges i bruksanvisningen skiljer sig från själva produkten ska de instruktioner och uppgifter som medföljer produkten följas.

11. Garantiformulär

Bästa användare,

Tack för att du har köpt en Paiseec-produkt. Vi erbjuder garantiservice för produkten, såsom reparation, utbyte och retur.

Fyll i detta formulär noggrant, bifoga originalkvittot eller beställningsuppgifterna från nätbutiken och spara dokumentet för eventuellt framtida behov.

Ägarens namn:

E-postadress:

Leveransadress:

Enhetens modellbeteckning:

Enhetens serienummer:

Inköpsställe:

Säljarens kontaktuppgifter:

Kvitto-/beställningsuppgifter:

Serviceuppgifter och anteckningar

Registrering	Felbeskrivning	Fel upptäckt (datum)	Fel åtgärdat (datum)

EN



Thank you for choosing Paiseec Mobility Chair

Paiseec Mobility Chair is a mobility device specifically designed for seniors and individuals with limited mobility. Its primary purpose is to provide convenience for them.

We are committed to ensuring your safety, comfort, and experience. Please read this manual carefully before using the product to ensure proper and safe operation.

If a disability or other health-related condition may affect your ability to operate the device, consult a healthcare professional before use to ensure safe operation.

Additionally, keep this manual in a safe place for future reference.

Due to quality improvements and design modifications, the information, illustrations, and text in this manual may differ slightly from the actual product. We reserve the right to make adjustments and apologize for any inconvenience. In case of discrepancies, the actual product shall prevail.

Friendly Reminder:

Before chair use, please thoroughly review the user manual for a full understanding of the performance and operation of Paiseec Mobility Chair.


1. Product information

Packaging contents


- Mobility chair
- Battery
- Charger
- Basket
- User manual
- Backpack

Product part names

Chair




1. Backrest
2. Armrest
3. Controller
4. Charging port
5. Seat cushion
6. Footrest
7. Front wheel
8. Handle bar sensor
9. Handle bar lock mechanism



10. Rear wheel
11. Handle bar indicator
12. Handle bar
13. Storage hook
14. Battery
15. Electromagnetic brake switch
16. Folding pedal
17. Anti-tip wheel


Controller

1. Power button
 - a. Press and hold for 2 seconds to power on
 - b. Press briefly to power off
2. Speed adjustment
3. Horn button
4. Pushing mode button
5. Riding status indicator
6. Pushing mode indicator
7. Battery level display
8. Speed level display
9. Joystick
10. Light ring



Battery


1. Battery handle (locking mechanism)
2. Charging port



2. Functions


Unfolding

1. Place the chair upright and remove the securing straps
2. Gently pull the handle bar and backrest upwards to unfold the chair
3. The chair is now fully unfolded



Folding


1. Step on the folding pedal and hold
2. Gently pull the handle bar or the back of the seat, then fold it forwards
3. Release the folding pedal, the chair is now fully folded. Tie the chair with the securing straps.



Battery installation


Installing the battery

1. Lift the battery with the handle and insert battery into the battery compartment.
2. Lay the battery handle downward to secure the battery in place.
3. Once the battery is secured, ensure it is firmly locked in the compartment with no movement.



Removing the battery

3. Pull the battery handle to unlock the battery.
4. Hold the battery handle and pull the battery towards you to remove it.



3. Operation

Power-off inspection before starting

1. Overall chair

- a. Please ensure all folding components of the mobility chair are correctly assembled and locked, with no parts missing, damaged or loose.

2. Electromagnetic brake

- a. Please verify that you can engage the electromagnetic brake switch downwards to allow manual pushing.
- b. Ensure that you can disengage the electromagnetic brake switch upwards; the chair cannot be pushed if it is disengaged.

3. Wheels

- a. Check the tires for proper inflation. The recommended tire pressure is between 2,8-3,1 bar (40-45 psi).
- b. Inspect the surfaces of the front and rear wheel for wear, ensuring that the tread depth is at least 0,5 mm; check for any foreign objects.
- c. Please inspect the front and rear wheels for any signs of cracks or deformation.
- d. Please ensure there is no obvious shaking of the front and rear wheels during both manual and electric operation.


If there are any abnormalities in the above parts, please refrain from use and promptly perform maintenance.

Power-on inspection before use

1. When powering on, check that the battery level and other indicator lights on the display are functioning normally.
2. Please verify that the battery is sufficiently charged.
 - The battery icon with 5 segments represents the battery level; more illuminated segments indicate a higher charge.
 - If the red light at the bottom of the battery indicator is on, this signifies low battery. Please charge promptly to avoid running out of power during use.
3. Please check that the horn button is functioning correctly and that the horn can broadcast messages normally.
4. Please ensure that the joystick and buttons on the controller are not loose and are operating properly.
5. Please listen for any unusual noises while the tires are rotating.
6. Please confirm that the electromagnetic brakes are disengaged.


Seat

1. Raise the footrest
2. Enter and sit down from the front of the chair
3. Lower the footrest and place your feet flat down on it.




Fasten safety belt

1. Adjust the belt to appropriate length.
2. Insert the buckle tongue into the belt clasp.
3. Ensure the belt is securely fastened when you hear a click.



Unfasten safety belt

1. Press the release button on the safety belt to eject the buckle tongue.
2. Remove the safety belt.



Power on

Press and hold the power button on the controller for 2 seconds to turn the chair.

The display and indicator light ring will illuminate.



Driving mode

Initial use

For beginners, it is recommended to set the gear to either 01 or 02. Once you are familiar with the controls, you may adjust to higher gears as needed.

Subsequent use

The chair defaults Driving Mode Gear 01 each time it is powered on. For optimal safety, begin operation in low-speed mode.


Going forward

Push the joystick forward to move the chair forward.

Reversing

Pull the joystick backward to reverse the chair.


Reverse speed is capped at 2 km/h.



Braking

Normal braking: Release the joystick to engage the brakes (whenever moving forward or in reverse).

Emergency braking: Press the power button to activate the emergency brake during operation.




Turning

Steer by rotating the joystick while driving.

Reduce speed and make turns gradually. It is recommended that users practice turning several times before using the chair in real scenarios.

The chair employs advanced algorithms to provide intelligent speed reduction during turns, reducing the risk of tipping.



Pushing mode

The Pushing Mode utilizing the advanced Paiseec Intelligent Mobility System and offers enhanced support during manual pushing. This mode features two operational settings: "Walking-Aid" and "E-Pushing", each tailored for specific scenarios and user needs. For optimal safety, please review the instructions in detail before use.

Walking aid functions

Walking aid mode "10"

In this mode the chair acts as an intelligent rollator and assists users with leisurely walks. Grasp the handles to begin pushing, and release them to stop.

In this mode the system assists in brake disengagement when the handles are gripped. A safety speed limit is enforced throughout the pushing process. On flat terrain, no additional assistance or resistance is provided. On ascents, the system offers "light assistance", and on descents, provides "light resistance". This assistance and resistance are calibrated for an empty chair.


Avoid using this mode for pushing with passengers or heavy loads on ascents or descents to prevent potential hazards.

Rehabilitation mode "11"

In this mode the chair serves as an intelligent rollator, providing enhanced support during rehabilitation exercises. It is ideal for users with significant mobility challenges and for use on relatively smooth terrain. Grasp the handles to start moving, and release them to stop.

In this mode, the device provides increased damping force during pushing to offer enhanced support. The safety speed limits are more stringent in this setting. Additionally, turning and reversing speeds are further restricted. It is advisable to use this mode exclusively for forward movement.


1. Press the "Pushing Mode" button to activate "Walking-Aid" mode. Once engaged, the corresponding icon on the display will illuminate, the gear setting will read 10, and the indicator ring will turn blue. To switch to "Rehabilitation" mode, press the "+" button. This will change the gear display to 11. This mode provides significant support to aid users in more effective rehabilitation training.
2. Gently grip the handle bar sensor to unlock the chair. When unlocked, the handle indicator will illuminate, signifying that walking aid feature is active.
3. During pushing, releasing the handle bar sensor will engage the braking system and bring the chair to stop. When in Static status, the handle indicator light will turn orange.




E-pushing

The "E-Pushing" mode offers exceptional pushing experience by providing adaptive support tailored to the user's pushing force and road conditions. This feature conserves effort for the caregiver and facilitates smoother navigation. The handle safety switch enhances operational security.

1. To engage "E-Pushing" mode, press the "Pushing Mode" button twice. Once engaged, the corresponding icon on the display will illuminate, the gear setting will show "20", and the indicator ring will glow blue.




2. Adjust the handle locking mechanism by pulling it downwards, then rotate the handle vertically until you hear an audible click, confirming that the handle is correctly positioned.



3. Gently grip the handle bar sensor to unlock the chair. When unlocked, the handle indicator will illuminate in blue. Gently push the handle to activate the walking-aid feature.

During pushing, releasing the handle will engage the braking system and bring the chair to stop. When in breaking mode, the handle indicator light will turn orange.




Warning


For optimal performance and safety, ensure your hands are correctly positioned as outlined in the user manual. Improper placement may compromise the push and pose safety risks.

Item carrying


Handle bar



Side Armrest Hook



Underseat Storage Basket



Warning

- For optimal performance, ensure that items are placed in the designated locations as indicated in the diagrams. Improper placement may affect chair operation.
- Avoid hanging heavy items near the sensors.
- Ensure that bag straps do not contact the rear wheels. This could affect chair performance and safety, which could possibly lead to injury.
- The maximum load capacity for the Handle bar and under seat storage basket is 11 lbs (5 kg).
- The maximum load capacity for the side armrest hooks is 9 lbs (4 kg).

Requirements for driving conditions

1. Do not get up/down stairs higher than 4 cm.



2. Avoid riding slopes steeper than 8 degrees.



3. Avoid lateral travel on slopes exceeding 5 degrees.



4. Do not cross gaps wider than 10 cm.




5. Refrain from driving on soft or unstable surfaces such as sand, marsh, snow, or ice.



Electromagnetic brake disengagement

In case of malfunctions during travel that prevent normal riding or pushing, you can manually release the electromagnetic brake to move the chair forward.

Disengagement method: Push down the electromagnetic brake switch at the bottom to release the electromagnetic brake.



Warning

Only release the electromagnetic brake when necessary, as doing so unnecessarily could pose a danger.


 Warning

For your safety and the safety of others, and to prevent accidents, please be sure to read and comply with the following safety warnings and relevant laws and regulations.

For your safety, please read the user manual thoroughly and ensure all preparatory steps are completed.

1. For initial use, set the speed to the lowest setting and practice in a flat, open area to become familiar with the controls and operation.
2. In driving mode, ensure you are securely seated before operating the device. Remain vigilant of your surroundings and road conditions at all times when driving. When riding in crowded areas, near walls, obstacles, narrow areas, uneven surfaces or slopes, ride cautiously at low speeds.
3. When approaching curbs, steps, slopes, or obstacles, approach head-on and proceed at a slow speed to ensure safety.
4. Always keep your feet placed on the footrest while seated.
5. Do not touch the wheels during operation. During travel do not allow people around you to touch the wheels, as there is a risk of injury.
6. Avoid manually releasing the electromagnetic brake to prevent uncontrolled movement and potential hazards.
7. Always mount and dismount on a level, stable surface.
8. Exercise particular caution when operating on inclines.
 - a. Set the driving speed to a lower setting.
 - b. When performing a stop on descents, release the joystick early to ensure adequate stopping distance.
 - c. During descending travel, the chair will automatically reduce speed in accordance with the slope gradient to ensure your safety.
9. Do not allow individuals unfamiliar with chair operation to use it.
10. Minors must use the chair under the supervision of an adult.
11. For your safety and the safety of others, and to prevent accidents, please be sure to read and comply with the following safety warnings and relevant laws and regulations.
12. For your safety, please read the user manual thoroughly and ensure all preparatory steps are completed.
13. For initial use, set the speed to the lowest setting and practice in a flat, open area to become familiar with the controls and operation.
14. In driving mode, ensure you are securely seated before operating the device. Remain vigilant of your surroundings and road conditions at all times when driving. When riding in crowded areas, near walls, obstacles, narrow areas, uneven surfaces or slopes, ride cautiously at low speeds.
15. When approaching curbs, steps, slopes, or obstacles, approach head-on and proceed at a slow speed to ensure safety.
16. Always keep your feet placed on the footrest while seated.
17. Do not touch the wheels during operation. During travel do not allow people around you to touch the wheels, as there is a risk of injury.

Indicator descriptions




Symbol	Name	Description
	Riding status indicator	White: Normal riding or usage Red: Unable to ride or use Note: If the indicator is red the chair will be unable to operate in driving mode to ensure safety.
	Pushing mode indicator	White: Pushing mode is active Valo ei pala: Pushing mode is inactive.
	Gear indicator	Driving mode: Displays 01 / 02 / 03 / 04 to indicate different speed settings. Pushing mode: 10: Walking aid mode 11: Rehabilitation mode 20: E-pushing mode (assisted)
	Battery/Charging indicator	Battery level: Current remaining battery level. Charging status: Indicates charging status while charging.
	Vehicle mode / status	White: Vehicle is in driving mode Sininen: Vehicle is in pushing mode Oranssi: Indicates chair abnormality

Voice prompt volume adjustment


The default volume of voice prompt is loud. If you want to turn the volume down or shut it off, please follow our instructions below. By taking the steps below in a row you can adjust the volume to 100%, 50% and mute.

1. Power On: Press and hold the power button on the controller for 2 seconds to turn on the chair. The display and indicator light ring will illuminate.
2. Press and hold the "horn" button and "-" button for 8 seconds. Until you hear the voice "volume adjusted to 50%. Please drive with caution".
3. After these steps, the volume will be set to 50%. To mute the voice prompt from 50%, you will need to do these steps all over again. By doing all these steps three times, the volume will be set to the default settings (100% volume).




The volume of horn will not be modified by these operations to make sure the horn will honk when you need it while riding.

4. Battery and charging



Vehicle charging:

1. Ensure the chair is powered off before beginning the charging process using the designated Paiseec Mobility Chair charger.
2. Connect the charger: Insert the charger plug into a 110–220V AC power outlet, and connect the charger's other end to the charging port located on the inner side of the chair's armrest.
3. Start charging: When charging, the charger's indicator light will be constantly illuminated orange. Verify that the charging indicator on the chair's display screen is lit, indicating that the charging process is active.
4. Charging duration: charging typically varies from 6 to 10 hours, depending on the battery specification.
5. Completion of charging: The charger will automatically disconnect when the battery is fully charged. The green light will stay on, indicating that charging is complete.
6. Disconnect the charger: before disconnecting the charger, first remove the charger plug from the chair's charging port, then unplug the charger from the power outlet.



Battery charging

1. Ensure the chair is turned off. Pull the battery handle to remove the battery.
2. Connect the charger: Insert the charger plug into a 110–220V AC power outlet and connect the other end of the charger to the charging port located on the battery. Use only the designated Paiseec Mobility Chair charger.
3. Start charging: When charging, the charger's indicator light will be constantly illuminated orange, indicating that the charging process is active.
4. Charging duration: charging typically varies from 6 to 10 hours, depending on the battery specification.
5. Completion of charging: The charger will automatically disconnect when the battery is fully charged. The green light will stay on, indicating that charging is complete.
6. Disconnect the charger: Before disconnecting the charger, first remove the charger plug from the chair battery's charging port, then unplug the charger from the power outlet.
7. After charging, place the battery back into the compartment, ensuring the battery handle is flat and securely locked into place.

Battery maintenance and charging precautions

Please read carefully the instructions in this manual regarding batteries and chargers, and follow instructions provided.

1. **Please use only the designated Paiseec Mobility Chair charger.**
2. **Please do not disassemble the Paiseec Mobility Chair battery and charger.**
 - a. Disassembling the battery or charger may result in fire or explosion.
 - b. Disassembly of the battery or charger will void the warranty.
3. **Charging environment requirements.**
 - a. Charge the battery in an ambient temperature of 0 to 32-104°F (0 to 40°C). Charging outside this range may cause charging failure or even damage the chair or battery.
 - b. Avoid high temperatures: Charging at high temperatures can cause the battery to overheat and become damaged.

- c. Avoid low temperatures: Charging below 32°F (0°C) can lead to overcharging and damage the battery.
- d. Avoid humid environments: Charging in a humid environment can cause a short circuit.
- e. Ensure the charging environment is free from flammable gases, is well-ventilated, and spacious (at least twice the size of the chair).
- f. Charging in an environment with flammable gases or poor ventilation poses a risk of explosion or other safety hazards.

4. Charging requirements.

- a. Use a 110-220V/50Hz power outlet for charging.
- b. Avoid using voltage that is too high or too low to prevent device damage or other hazards.
- c. Unplug the charger from the chair once charging is complete.
- d. Leaving the charger connected for an extended period can degrade battery quality.
- e. Charging typically takes 6-10 hours to reach peak capacity, depending on the battery specifications. Overcharging can damage the battery and shorten its lifespan. The charger will automatically disconnect when fully charged. To mitigate damages to the battery due to overcharging, please use the original charger.
- f. Do not touch the battery or charger during or after charging.
- g. During charging, the battery and charger temperature will rise. Avoid direct contact to prevent risk of burns.
- h. Avoid direct contact with the port, wetting the port, or placing it near any metal or foreign objects.
- i. This operation can cause short circuits and potential injury or equipment or component damage.
- j. Do not use extension cords with the charger to avoid risks of electric shock, short circuit, and fire.
- k. Do not pull the power cord forcefully to avoid risks of electric shock, short circuit, and fire.
- l. Do not charge with wet hands to avoid risk of electric shock.
- m. Do not charge the battery when the brake is released to avoid potential accidents due to accidental movement.

5. Storage requirements for the mobility chair and charger.

- a. Keep away from fire to prevent risks of explosion or other accidents.
- b. Avoid submerging the chair or battery to prevent the battery from short circuits.
- c. Keep the battery and charger dry to avoid short circuits or other faults during subsequent charging.
- d. Avoid impacts on the battery or charger (e.g., collision, dropping, or destruction) to prevent internal component damage and potential accidents during charging or use.
- e. If the battery's exterior is damaged or malfunctions, stop use immediately and contact customer service.
- f. Close the protective cover of the charging port when not in use to avoid water ingress or other damage.
- g. Regularly inspect the charger and battery for any damage or wear. If any issues are discovered, please replace the charger or battery immediately.

6. Protocols for long periods of non-use.

- a. If the battery will not be used for over 30 days, charge it to four bars and store it in a cool, dry place. Charge fully every three months to extend its lifespan.
- b. Note: Failing to charge the battery in time can lead to irreversible damage due to over-discharge, which is not covered by the warranty.

5. Maintenance

To maintain chair optimal performance, reduce the occurrence of malfunctions, and ensure safe and comfortable riding experience during your everyday usage, please pay attention to the following.

1. Carefully read the safety operation instructions and ensure you understand each aspect. The controller is a crucial component of the Paiseec Mobility Chair. Avoid any attempts to open, repair, or modify it independently. Regularly wipe the surface of the controller with a dry and soft cloth to remove dirt. It is strictly prohibited to use the controller in environments with excessive temperatures, overload, or high humidity.
2. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the motor's internal structure, as this can lead to motor damage and void the warranty. Prevent prolonged overloads or stalling. Regularly clean stains on the motor's surface, especially on the lead wires. Avoid water submersion. Crossing water deeper than 1.6 inches (4 cm) can lead to water ingress into the motor, potentially causing irreversible damage.
3. Do not use gasoline or other chemicals to clean the chair's casing or other components. Instead, use a soft cloth that has been dampened and wrung out. Furthermore, regular inspection and maintenance of the Paiseec Mobility Chair should be performed.
4. Frequently verify if the battery requires charging and check the brakes for any malfunctions before use. Regularly check the tightness of the joystick mounting screws and ensure the joystick is centered. Avoid exposing the electrical system to moisture; operate the chair in dry conditions. Regularly monitor the battery's status and clean the battery terminals if necessary. Charge the battery once a month if the chair is not used for extended periods. Regularly check the insulation of the wires and the quality of plug connections. Check whether the front and rear tires are shaking. If any abnormalities are observed, consult an authorized dealer.

Storage and transport conditions

The chair should be stored and transported under the following conditions:

1. Ambient Temperature: -4°F to 131°F (-20°C to 55°C)
2. Relative Humidity: ≤95%
3. Atmospheric Pressure Range: 800 hPa to 1060 hPa

Mobility Chair Operational Conditions:

1. Ambient Temperature: 32°F-104°F (5°C to 40°C)
2. Relative Humidity: ≤95%
3. Atmospheric Pressure Range: 800 hPa to 1060 hPa
4. When the ambient temperature is 68°F (20°C), approximately 2 hours is required for the chair to adjust from the minimum storage temperature to normal operating conditions, and similarly from the maximum storage temperature.

Storage and transportation conditions between uses should adhere to:

1. Ambient Temperature: -4°F to 131°F (-20°C to 55°C)
2. Relative Humidity: ≤95%
3. Atmospheric Pressure Range: 800 hPa to 1060 hPa.

6. Interpretation of icons and symbols used on packaging and labels

	Warning
	BF-classified application
IP24	Ingress protection code IP24 (rating for liquid ingress protection)
	Fragile components, handle with extreme care
	Position package upright as per the arrow indicators during storage and transportation
	Protect from moisture, avoid exposure to rain during transportation and storage
	The max allowed stacking height for identical packages is five layers
	Ensure packages are securely placed to avoid rolling or shifting
	Adhere to instructions specified in the operational manual

7. Product specifications

Mobility chair performance	Max speed	Speed gear	04: 6 km/h 03: 4,5 km/h 02: 2 km/h 01: 1 km/h
	Max climbing angle	8°	
	Max parking angle	15°	
	Max obstacle crossing height (stepped)	4 cm	
	Max obstacle crossing height	8 cm	
Battery and charging	Battery	24V 12Ah lithium battery	
	Battery detachment	Supported	
Mobility chair specifications	Dimensions unfolded (P×L×K)	97×62×87 cm	
	Dimensions folded (P×L×K)	100×62×45 cm	
	Weight (without battery)	22,5 kg	
	Battery weight	3,66 kg	
	Front wheels	8" universal tires	
	Rear wheels	9" pneumatic tires	
Seat	Ground clearance	4 cm	
	Seat size	42,5×50 cm	
Electronic system	Drive system	PAi-safety system	
	Motor specification	2 x 180 W brushless motor	
	Brake system	Dual brake system: Electromagnetic brake & electronic brake	
Load	Max load bearing	120 kg	

8. Common malfunctions and troubleshooting

Malfunction	Cause of Malfunction	Troubleshooting
Device Fails to Power On	1. Low battery voltage 2. Power Switch Malfunction	1. Fully charge the battery 2. Contact the customer service for faulty component replacement
Joystick Malfunction	1. Low battery voltage 2. Electromagnetic brake switch not disengaged 3. Seat detection system not activated	1. Fully charge the battery 2. Disengage the electromagnetic brake switch 3. Contact the customer service for faulty component replacement
Insufficient Range After Charging	1. Insufficient charging or charger malfunction 2. Aging or damaged battery	1. Fully charge the battery or replace the charger with a new one 2. Contact the customer service to check the battery and replace if necessary
Charger Fails to Charge	1. Loose or disconnected charger plug 2. AC power source issues 3. Faulty battery	1. Secure the plug and connectors properly 2. Check the power source or adjust the transformer as needed 3. Contact the customer service to check the battery and replace if necessary
Power Interruption During Operation	1. Controller protection mechanism activated 2. Thermal protection of battery compartment triggered	1. Turn off the power and restart the system 2. Allow the motor to cool before resuming operation
Other Malfunctions	Other malfunctions not covered by the guidance above	Contact the customer service Avoid unauthorized disassembly of the device

9. Warranty terms

In order to ensure customer interests and provide good after-sales service, the manufacturer will offer free replacement parts or warranty service for damages caused by product quality issues or material problems during the warranty period.

Part name	Warranty period	Warranty scenario
Complete Chair	1 year	Damage caused by factors other than human-induced external forces
Frame	1 year	Natural weld separation, desoldering, cracks at key components, distortion, and fractures
Motor	1 year	Magnet detachment, coil burnout
Battery	18 months	Covers shell cracks, leakage, and capacity degradation below 60%. Lithium batteries are covered for 18 months
Charger	1 year	Unable to charge, cannot be operated normally
Controller	1 year	Chair cannot be operated normally
Display Screen	1 year	Malfunction, unable to display properly
Tires	6 months	Cracking, fracture, and natural tire burst
Other Components (Non-Critical Parts)	3 months	Damage affecting normal operation (including consumables such as footrests, seat belts, plastic components, cushions, and backrests)

Warranty exclusions

The following circumstances are excluded from warranty coverage and will necessitate paid repairs and related services:

1. Issues occurring beyond the warranty period or scope as specified in the "After-Sales Warranty Policy of the Paiseec Products".
2. Failure to follow the proper usage, operation, and maintenance instructions provided in the Paiseec electric product manual.
3. Faults or damage caused by exposure to environmental factors such as rain, snow, smoke, chemicals, or natural disasters.
4. Components subject to routine wear and tear are not covered under warranty. Faults or damage arising from force majeure events, including but not limited to earthquakes, typhoons, fires, floods, social or group disturbances, or violent crimes.
5. Failure to use and maintain the battery properly, including exceeding the maximum storage period of 3 months (e.g., leaving the chair plugged in for more than 10 days or storing the battery with less than 50% charge for over 3 months), resulting in irreparable battery depletion or low voltage.
6. Repairs conducted outside of authorized Paiseec service centers, including unauthorized modifications, disassembly, or damage to product integrity and its components.
7. Damage caused by the use of non-original parts or unauthorized modifications to the circuit or wiring configuration.
8. Faults or damage resulting from accidents, collisions, falls, overloading, or speeding.
9. Lack of valid warranty voucher, after-sales service cards, or discrepancies between serial numbers on the product and purchase records.
10. Unauthorized alterations or modifications to the warranty service dates or terms on Paiseec product and its components.

10. Warnings and precautions

The Paiseec Mobility Chair is engineered with a strong focus on safety, and comprehensive quality checks are conducted throughout its manufacturing process. However, improper use or failure to adhere to safety measures may result in damage to the device or personal injury.

It is crucial to read and fully understand this manual before operating the chair.

This product is intended for use on paved surfaces and indoors. Please always follow traffic regulations and etiquette, and avoid chair use on highways.

Usage warnings

When operating the chair, please adhere to the following guidelines:

1. The chair is designed for short-distance travel and is not suitable for use on highways or other high-risk areas. When operating, always comply with traffic regulations to prevent accidents.
2. Consult with a doctor to ensure that the chair is appropriate for your condition before use. The manufacturer is not liable for any injury resulting from personal chair use due to your own conditions.

3. Be mindful of your surroundings and the movement of other chairs while operating the chair. Maintain high vigilance to avoid accidents. You will be held legally responsible for any accidents resulting from a lack of attention to your environment.
4. Do not use the chair for purposes other than those intended, such as transporting goods or engaging in illegal activities. The manufacturer will not be responsible for accidents or damage resulting from non-compliance with local laws or improper use.
5. Properly maintain and charge the battery to prevent irreparable battery depletion or low voltage. If the chair is stored for more than 30 days, charge the battery to a minimum of 5 bars and store in a cool, dry place. For extended storage, recharge the battery at least every 30 days for a minimum of 4 hours to ensure it retains at least 3 bars of charge. If the battery level drops to 1 bar after use, recharge within 7 days.

Precautions

When operating the chair, please adhere to the following guidelines:

1. Prior to use, ensure you have a comprehensive understanding of the chair's operation and specifications. Please carefully read the user manual and follow all instructions. If you are uncertain about any operational aspects, please seek assistance from a qualified professional.
2. When operating the chair, please always comply with traffic regulations to prevent accidents. Please obey traffic signals and signs, yield to pedestrians and other chairs, and avoid illegal activities such as running red lights, speeding, or driving the wrong way. Be mindful of road and weather conditions, and avoid using the chair in rainy, snowy, or slippery conditions.
3. Do not operate the chair on highways to ensure safety. Maintain a safe distance and speed, and stay vigilant of traffic conditions ahead and behind you.
4. Refrain from using mobile phones or other electronic devices while operating the chair to prevent distractions that could lead to accidents. Focus solely on driving the chair and avoid engaging in activities such as listening to music, making calls, or texting, which could result in safety hazards. If you need to use your mobile phone or other electronic devices, make sure to come to a complete stop before doing so.
5. Do not operate the chair under the influence of alcohol or drugs, as it can impair judgment and reaction time, increasing the risk of accidents. If you have consumed alcohol, use alternative transportation or seek a safe way to reach your destination.
6. Avoid using the chair at night or in poorly lit conditions to ensure safety. Please operate the chair in well-lit areas. If nighttime use is necessary, equip the chair with appropriate lighting and reflective gear to enhance visibility. Stay highly vigilant for your surroundings and the movements of other chairs.
7. We hope these precautions help you use the chair safely and enjoyably. If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us.
8. The final interpretation of this manual rests with the company. In the event of printing errors or product improvements, updates will be made in subsequent manual editions. We may introduce new products to meet market demand as needed. For any discrepancies between the manual and the product's functions or specifications, please refer to the actual product and supplementary instructions.

11. Product warranty card

Dear user,

Thank you for purchasing Paiseec-product.

Please fill in this card carefully and keep it properly for future repair purposes. Attach the original purchase receipt or online store order details.

Owner’s name:

Email address:

Shipping address:

Product model:

Product serial number:

Place of purchase:

Sellers contact:

Receipt/order details:

Maintenance records

Service date	Fault description	Completion date	Repair date